

Black Panther Rollator - Art.Nr. 318101, 318102

1. Inledning

Du har valt en högkvalitativ Mobilex-produkt och det gläder oss särskilt. Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning och viktig information om användningen av den medicintekniska produkten. Den är avsedd att hjälpa dig att använda produkten korrekt och säkert. Det är mycket viktigt att du läser bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsriktlinjerna och följ dem alltid. Mobilex strävar ständigt efter att förbättra och uppdatera sina produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer och tekniska data för produkten utan ytterligare meddelande.

Avsedd användning

Denna produkt är en medicinteknisk produkt som har utvecklats för att öka rörligheten hos personer som har svårigheter att stå eller gå. Rollatorn gör det möjligt för dessa personer att återfå förmågan att utföra dagliga aktiviteter. Rollatorn är lämplig för personer som på grund av olika sjukdomar behöver ett stabilt gånghjälpmedel. Rollatorn bör endast användas som stöd vid stående och gående. Rollatorns säte kan användas för att sitta och vila. All annan användning är förbjuden.

Indikationer

Rollatorn är ett medicinskt hjälpmedel som hjälper människor med funktionsnedsättningar. Indikationerna för användning är sjukdomar som leder till rörelsebegränsningar och funktionshinder som försvårar självständigt stående och gående. Därför krävs ytterligare stabilt stöd vid utförandet av dessa aktiviteter. Indikationerna kan inte relateras till en specifik sjukdomsbild och beror på den individuella bedömningen av den potentiella användarens hälsotillstånd av en läkare eller fysioterapeut. De huvudsakliga målgrupperna är dock äldre personer, personer med pares, reumatiska sjukdomar och andra personer med begränsad rörlighet i ländrygg, knän eller höfter. Användning av produkten för andra ändamål än det ovan beskrivna är förbjuden.

Kontraindikationer

Rollatorer är inte lämpliga för personer som inte kan hålla balansen i stående ställning. Produkten får inte användas om användaren har problem med uppfattningsförmågan. Kontraindikationer kan inte relateras till en specifik sjukdomsbild och beror på den individuella bedömningen av den potentiella användarens hälsotillstånd. Valet av lämpligt ortopediskt hjälpmedel för en specifik sjukdomsbild måste alltid göras med hjälp av en specialistläkare eller fysioterapeut. Observera dessutom säkerhetsanvisningarna i kapitel 2.

Användningsområden

Produkten är lämplig för inomhus- och utomhusbruk och kan användas av privatpersoner i hemmiljö, i hemvård, i hälso- och sjukvårdsinrättningar och på sjukhus.

Medicinska incidenter och oönskade händelser

Om oönskade händelser uppstår i samband med produkten, vänligen kontakta återförsäljaren eller tillverkaren:

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, DK-8660 Skanderborg, Denmark

Telefon: +45 87 93 22 20 Fax: +45 87 93 17 77 E-post: info@mobilex.dk

2. Säkerhetskrav

Säkerställ att denna bruksanvisning har lästs av alla personer som använder produkten.

Tillverkaren tar inget ansvar för skador och/eller personskador orsakade av underlåtenhet att följa bruksanvisningen.

- Använd produkten endast i felfritt skick.
- Om defekter eller fel upptäcks måste du omedelbart ta produkten ur bruk och kontakta återförsäljaren.
- Följ alla rekommendationer och varningar från tillverkaren.
- Observera informationen på produktetiketten.
- Använd produkten endast för det beskrivna ändamålet.
- Klättra inte på produkten.
- Gör inga konstruktiva ändringar på produkten om du inte har skriftligt tillstånd från tillverkaren för sådana modifieringar.
- Produkten och väskan får inte belastas med mer vikt än vad som anges i de tekniska data.
- Alla hjul MÅSTE ALLTID stå på golvet under användning. Detta säkerställer att rollatorn är korrekt balanserad och minskar risken för olyckor.
- Var försiktig vid montering eller justering av delar på utrustningen.
- Kontrollera alltid att hjulbromsarna fungerar korrekt före användning.

- Använd rollatorn endast när den är helt utfälld och låsanordningen är aktiverad.
- Sätet får endast användas när parkeringsbromsarna är aktiverade.
- Båda bromsarna bör alltid aktiveras eller låsas samtidigt.
- Det är inte tillåtet att transportera en person eller ett föremål på sätet medan rollatorn är i rörelse.
- Parkeringsbromsarna måste alltid vara aktiverade när rollatorn inte används.

Leverans

Produkten levereras i en kartong. Förpackningens innehåll är:

1 rollator med infällda hjul inkl. monterat säte, ryggrem och shoppingväska (Bild 01)

1 bruksanvisning;

Preliminär inspektion

Kontrollera kartongens innehåll mot ovanstående lista. Om du vid denna tidpunkt upptäcker att en del saknas eller är skadad, kontakta omedelbart din leverantör.

3. Beskrivning

Produktbeskrivning

Black Panther Compact Rollatorn har 4 hjul och en pulverlackerad aluminiumram i svart. Tack vare de material som används är hela rollatorn korrosionsbeständig. Tack vare den lätta ramen kan den enkelt fällas ihop och erbjuder enkel förvaring och lätt transport. Rollatorn rullar lätt och är tillräckligt stabil. Skjuthandtagen kan justeras i höjd. Rollatorn levereras med ett monterat säte, en ryggrem och en shoppingväska. Rollatorn är utrustad med reflektorer på skjuthandtagen, väskan och framhjulsgafflarna.

Särskilt kännetecken - Hjulinfällningsmekanism: Black Panther Compact Rollatorn har en innovativ hjulinfällningsmekanism som gör det möjligt att fälla alla fyra hjulen upp mot ramen. Därigenom minskas rollatorns packstorlek avsevärt, vilket gör transport och förvaring särskilt kompakt och bekvämt. Denna funktion skiljer Black Panther Compact från konventionella rollatorer, som bara kan fällas ihop i sidled.

Rollatorn består av följande delar (Bild 02):

1. Skjuthandtag (Material: PP+TPR)
2. Bromsspak (Material: PP)
3. Övre käpphållardel
4. Säterör
5. Knapp för höjjustering av handtag
6. Nedre käpphållardel
7. Broms
8. Bakhjul
9. Tippedal
10. Ryggrem (Material: PA)
11. Klämma för fällningslåset
12. Säte med rem för ihopfällning (Material: PA)
13. Shoppingväska (Material: PA)
14. Svängbart framhjul
15. Hjulinfällningsmekanism (låsspak på varje hjul)

Black Panther Compact Rollatorn levereras i kartongen med infällda hjul. Utför följande steg för att göra rollatorn klar för användning (Bild 03 till 07):

Steg 1 - Ta ut rollatorn ur kartongen: Ta försiktigt ut rollatorn ur kartongen och avlägsna allt förpackningsmaterial. Ställ rollatorn på en plan, stabil yta.

Steg 2 - Fäll ut framhjulen: Grip tag i framhjulet och tillhörande låsspak. Fäll hjulet nedåt till driftsläge tills låsmekanismen hörbart klickar på plats. Upprepa processen för det andra framhjulet.

Steg 3 - Fäll ut bakhjulen: Grip tag i bakhjulet och tillhörande låsspak. Fäll hjulet nedåt till driftsläge tills låsmekanismen hörbart klickar på plats. Upprepa processen för det andra bakhjulet.

Steg 4 - Fäll ut ramen: Tryck på fällningslåsknappen och tryck säterören nedåt tills ramen fälls ut och hörbart "klickar", vilket indikerar att rollatorn är låst i utfällt läge.

Steg 5 - Kontroll: Kontrollera att alla fyra hjulen är stadigt låsta och att ramen är helt utfälld och låst. Alla lås måste vara stadigt aktiverade innan rollatorn kan användas.

VARNING! Alla fyra hjulen måste vara helt utfällda och stadigt låsta innan rollatorn används. Säterören måste låsas stadigt på båda sidor när rollatorn fälls ut. Alla delar måste vara säkert låsta innan rollatorn kan användas. Underlåtenhet att följa dessa varningar kan leda till personskada.

Funktionsbeskrivning

Ihopfällning/Utfällning av ramen

För att fälla ut ramen, tryck på fällningslåsknappen och tryck säterören nedåt tills ramen fälls ut och "klickar", vilket indikerar att rollatorn är låst i utfällt läge. För att fälla ihop ramen, dra fällningsremmen uppåt och fäll ihop ramen genom att skjuta ihop säterören tills fällningslåsknappen "klickar".

WARNING! Säterören måste låsas stadigt på båda sidor när rollatorn fälls ut. Alla delar måste vara säkert låsta innan rollatorn kan användas. Underlåtenhet att följa dessa varningar kan leda till personskada.

Infällning av hjul för kompakt transport (Bild 07 till 03)

Black Panther Compact Rollatorn har en innovativ hjulinfällningsmekanism. För att fälla in hjulen, gör enligt följande:

1. Fäll först ihop ramen (se ovan).
2. Lossa låsspaken på det första hjulet.
3. Fäll hjulet uppåt mot ramen.
4. Upprepa processen för alla fyra hjulen.

För att fälla ut hjulen igen, fäll varje hjul nedåt tills låsmekanismen hörbart klickar på plats. Kontrollera före användning att alla fyra hjulen är säkert låsta.

WARNING! Se alltid till att alla fyra hjulen är helt utfällda och stadigt låsta innan du använder rollatorn. Underlåtenhet att göra detta kan leda till personskada.

Höjjustering av skjuthandtagen

För att justera höjden på armstöden, tryck på höjjusteringsstiftet och flytta armstödet ett steg. Upprepa processen tills önskad inställning uppnåtts, och upprepa processen för det andra handtaget.

OBSERVERA: Båda handtagen bör alltid vara på samma höjd. Rätt höjd på skjuthandtagen bör alltid vara i handledhöjd på användaren när denne står med armarna längs kroppen.

Bromsar

Bromsarna kan aktiveras stegvis genom att dra bromsspakarna uppåt med ökande kraft. Bromsarna är fullt aktiverade när bromsspakarna berör handtagen och rollatorn har stannat helt. För att avsluta inbromsningen, släpp bromsspakarna.

Rollatorn är även utrustad med en parkeringsbromsfunktion. För att aktivera parkeringsbromsarna, tryck bromsspaken nedåt tills den låser i detta läge. För att frigöra parkeringsbromsarna, dra bromsspakarna tillbaka till neutralläget.

WARNING! Aktivera alltid parkeringsbromsen när du inte använder rollatorn! Om du ställer rollatorn på en ojämn yta måste du alltid aktivera parkeringsbromsen!

WARNING! Bromsarna måste alltid vara låsta när rollatorn är parkerad! Använd aldrig sätet när bromsarna inte är låsta! Luta dig aldrig bakåt när du sitter. Det rekommenderas att bara sitta på den främre delen av sätet. Sitt inte på väskan.

Tippedal

Tippedalen gör det lättare för användaren att övervinna små hinder genom att tippa rollatorn bakåt. Tippedalen är integrerad i ramen.

Tillbehör

Det finns inga tillbehör för denna utrustning.

4. Tekniska data

Black Panther Compact Rollator	Art. 318101	Art. 318102
Skjuthandtag höjdstjusterbara / Produkthöjd	81 – 96,5 cm	84 – 99,5 cm
Rekommenderas för användarhöjd från	140 – 187 cm	150 – 195 cm
Sitthöjd	54,5 cm	61,5 cm
Total bredd öppen / hopfälld	63 / 26 cm	63 / 26 cm
Innerbredd mellan skjuthandtag	47,5 cm	47,5 cm
Längd (djup)	68 cm	68 cm
Vikt (+ väska 380 g)	8,4 kg	8,5 kg
Max. lastkapacitet (rollator / väska)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bromsar	2 låsbara med parkeringsfunktion	2 låsbara med parkeringsfunktion
Hjulstorlekar (fram och bak)	200 x 35 mm	200 x 35 mm
Sätesbredd	45 cm	45 cm
Sätesdjup	25 cm	25 cm
Vändkrets	84 cm	84 cm
Rördiameter	Kors för ram Ø22 mm / Ram Ø26,25x52 mm	Kors för ram Ø22 mm / Ram Ø26,25x52 mm
Material	Aluminiumram, hjul av PP och gummi	Aluminiumram, hjul av PP och gummi

Produktetikett

Exempel på produktetiketten (se Bild 08)

Förklaring av symbolerna (se Bild 09)

1.	QR-kod	Länk till hemsida
2.	Tillverkarsymbol	Tillverkare
3.	i-symbol	Se bruksanvisning
4.	CE	CE-produkt
5.	Vågssymbol	Max. belastning / Max. belastning korg
6.	Hus/utomhus-symbol	För inomhus-/utomhusbruk
7.	Datumsymbol	Produktionsdatum
9.	Pilsymbol	Max. bredd
10.	SN	Serienummer
11.	REF	Artikelnummer
12.	MD	Medicinteknisk produkt

5. Underhåll och rengöring

Normalt smuts kan avlägsnas med kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel och en svamp eller mjuk trasa. Kontrollera den specifika produktinformationen och använd endast kommersiellt tillgängliga rengöringsprodukter som är lämpliga för rengöring. För desinfektion, använd endast desinfektionsmedel som är certifierade för användning med medicintekniska produkter och finns tillgängliga lokalt.

Hjulen kan rengöras med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Efter rengöring bör hjullagren regelbundet smörjas med olja, samt när hjulen börjar gnissla.

Hjulinfällningsmekanismen bör regelbundet kontrolleras för korrekt funktion. Se till att låsspakarna är fria från smuts och avlagringar och att mekanismen fungerar smidigt. Vid behov kan de rörliga delarna av infällningsmekanismen behandlas med ett lätt smörjmedel.

Trots den solida konstruktionen och användningen av resistent material är produkten utsatt för slitage. Det rekommenderas därför att produkten kontrolleras med jämna mellanrum av en professionell service. Vi rekommenderar följande:

- Rengöring och desinfektion av produkten
- Kontroll av ramen avseende böjar, skador, slitage eller korrosion
- Kontroll av slitagedelar och vid behov byte
- Allmän efterdragning av komponenter
- Kontroll av hjulinfällningsmekanismen för korrekt funktion och säkert fäste

Rekommenderad livslängd: Normalt 10 år, beroende på användning.

Förvaring: Vi rekommenderar förvaring på en torr plats vid temperaturer över 0 °C.

Transport

Det rekommenderas att fälla ihop produkten och fälla in hjulen för transport för att uppnå minsta möjliga packstorlek. Produkten bör transporteras stabiliserad och säkrad så att inga plötsliga eller farliga rörelser kan uppstå under transporten.

Återanvändning

Produkten är lämplig för återanvändning. Innan en ny användare övertar produkten måste produkten tekniskt inspekteras och desinficeras i enlighet med punkt 5.

6. Vanligaste problemen och lösningar

Problem	Möjlig orsak	Lösning
<i>Rollatorn är svår att styra eller skjuta</i>	Smuts mellan hjul och gafflar	Avlägsna smuts eller hår mellan hjul och gafflar
<i>Bromsarna fungerar inte eller bara på en sida</i>	Bromsbeläggen är slitna, eller bromsarna är inte korrekt justerade	Justera bromsarna. Byt vid behov bromsbeläggen (→ servicecenter).
<i>Sätet passar inte in i ramen när du fäller ut rollatorn</i>	Låset är i en felaktig position eller är defekt	Kontrollera om låset är korrekt justerat. Byt det vid behov (→ servicecenter).
<i>Ett hjul klickar inte stadigt fast vid utfällning</i>	Låsmekanismen är smutsig eller skadad	Rengör låsmekanismen. Kontrollera för skador. Kontakta vid behov servicecentret.
<i>Hjulinfällningsmekanismen är trög</i>	Föroreningar eller brist på smörjning av mekanismen	Rengör mekanismen och applicera ett lätt smörjmedel på de rörliga delarna.

7. Avfallshantering av produkten

Produkten kan inte kasseras med hushållsavfall och måste lämnas till det lokala återvinningscentret.

8. Garantivillkor

Mobilex A/S erbjuder 2 års garanti för skador orsakade av produktions- eller materialfel. Garantin gäller inte vid felaktig reparation eller användning av produkten. Delar som är utsatta för normalt slitage omfattas inte av garantin, såvida inte slitaget beror på ett tillverkningsfel. Om produktändringar görs utan vårt skriftliga medgivande är CE-märkningen och produktgarantin inte längre giltiga. Vid produktskador som omfattas av denna garanti, vänligen kontakta din återförsäljare eller Mobilex A/S direkt. Garantin täcker inte transportkostnader och inkluderar inte ersättning för personskada eller icke-användning av produkten under reparation. Garantin täcker inte skador orsakade av underlåtenhet att följa bruksanvisningen.

9. CE-försäkran om överensstämmelse



Produkten har genomgått bedömning av överensstämmelse i enlighet med EU-förordning: MDR 2017/745 om medicintekniska produkter och är CE-märkt. En försäkran om överensstämmelse har utfärdats för produkten, som du kan nå via QR-koden på produktetiketten eller på https://mobilex.dk/medias/2026-02/318101_02_ce_20010.pdf