

BRUKSANVISNING

Luftjusterbar kudde för rullstol

Produktkod: SIT-EXPERT



1. Egenskaper

Den luftjusterbara kudden består av en luftkammare med en självuppblåsande reglerventil. Kudden är utrustad med ett avtagbart överdrag med fästrem, tillverkat av två olika typer av tyg. Den övre delen av överdraget är ånggenomsläppligt och fuktresistent, medan den undre delen är tillverkad av halkfritt material som förhindrar att kudden glider på sitsen. Tack vare ventilen blåser kudden upp sig själv. Luftkammaren anpassar sig efter användarens kropp och ger ökad komfort.

2. Användningsområde

Den luftjusterbara kudden är avsedd för patienter som riskerar att utveckla trycksår. Kudden rekommenderas för personer som sitter permanent och lider av störningar i den perifera blodcirkulationen. Den används för att förebygga trycksår och vid inledande behandling av trycksår.

3. Före första användning

Steg 1. Placera kudden på sitsen med den halkfria sidan nedåt.

Steg 2. Öppningen med ventilen ska vara placerad framtill på sitsen.

Steg 3. Ta bort alla föremål från kudden.

Steg 4. Dra ut ventilen genom öppningen i överdragets framsida och säkerställ att den är helt utdragen.

Steg 5. Öppna ventilen genom att vrida den moturs och lyfta den något. Kudden bör nu blåsa upp sig själv.

Steg 6. När kudden är uppblåst, stäng ventilen genom att vrida den medurs.

JUSTERING AV KUDDEN

Steg 1. Sätt dig på den uppblåsta kudden.

Steg 2. Öppna ventilen långsamt tills luften börjar pysa ut. Du kan justera luftflödet ytterligare:

a) Tryck ner locket för att minska luftflödet.

b) Lyft locket för att öka luftflödet.

Steg 3. Släpp ut överflödig luft tills användaren sitter stabilt och bekvämt.

Steg 4. När justeringen är klar, stäng ventilen.

TA AV OCH SÄTTA PÅ ÖVERDRAGET

För att ta av överdraget, öppna ventilen, dra ner dragkedjan och ta försiktigt bort överdraget från kudden.

För att sätta på överdraget igen, öppna ventilen och trä på överdraget från ventilens sida. För försiktigt igenom ventilen genom öppningen i överdraget och stäng dragkedjan. Blås upp och justera kudden (se: JUSTERING AV KUDDEN).

Obs! Den rekommenderade tjockleken på kudden bör inte vara mindre än 1,5–2 cm.

4. Tekniska data

Längd	43 / 46 cm
Djup	40 cm
Höjd	8 cm
Maximal belastning	150 kg
Vikt	0,80 / 0,90 kg

5. Anmärkningar

Timago International Group ansvarar inte för felaktig användning av produkten, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter eller missbruk.

6. Underhåll

- **Rengöring av kudden:** Torka av kudden med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel. Undvik att den blir genomblöt. Torka alltid noggrant efter rengöring. Starka rengöringsmedel kan skada produkten. Svåra fläckar kan tas bort med lokal handtvätt.
- **Rengöring av överdraget:** Överdraget kan maskintvättas i 40 °C med mildt tvättmedel. Stäng dragkedjan före tvätt. Överdraget kan torkas med varmluft eller i torktumlare på låg temperatur.
- **Desinfektion:** Desinficera kudden med en trasa fuktad med mildt desinfektionsmedel.

7. Förvarings- och transportförhållanden

Enheten får inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av garanti. Garantivillkoren finns i garantikortet på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren

där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål ska inköpsbeviset (kvitto eller faktura) sparas.

9. Etiketter

	Referensnummer		Tillverkare
	Partinummer		UDI-kod
	Serienummer		Medicinteknisk produkt
	Obs!		Vänligen läs instruktionen
	Tillverkaren har kontrollerat att kraven för medicintekniska produkter uppfylls.		

Vårt kompletta sortiment finns tillgängligt via våra distributörer. Läs mer på: **www.timago.com**. Tack för att du valt Timago!