

# BRUKSANVISNING

## Aluminiumrullator med 4 hjul

Produktkod: YOLA



### 1. Egenskaper

4-hjulig rullator är tillverkad av lackerat aluminium. Den har främre och bakre massiva hjul med en diameter på 8", höjddjusterbara handtag med anatomiska grepp, bromsar med parkeringsfunktion, säte med höjddjusterbart ryggstöd och en väska. Konstruktionen baseras på en korsram och ovala rörprofiler, vilket avsevärt ökar motståndet mot axiellt tryck. Rullatorn är utrustad med hållare för käpp för praktisk vardagsanvändning.

**Setet innehåller:** ram med säte, främre och bakre massiva hjul, ryggstöd, väska och käpphållare.

#### Delar på rullatorn:

- A. Handtag
- B. Parkeringsbroms
- C. Höjddjusterbart ryggstöd
- D. Säte med handtag
- E. Väska
- F. Höjddjustering
- G. Käpphållare
- H. Hopfällningsmekanism för bakhjulen
- I. Hopfällningsknapp för framhjulen
- J. Främre och bakre massiva 8" hjul



### 2. Användning

Rullatorn är avsedd för personer med nedsatt rörlighet som behöver stabilt stöd och hjälp vid gång. Den rekommenderas också för äldre personer som hjälpmedel för att behålla balansen, förbättra komforten vid gång och säkerställa skydd mot fall. Användningen av rullatorn har en positiv effekt på återgången till aktivitet hos personer med rörelse- och uppresningsproblem. Den ger bättre stabilitet, stöd och säkerhet vid gång.

### **3. Montering**

#### **MOUNTING**

**Steg 1.** Ta ur rullatorn och dess delar ur kartongen.

**Steg 2.** Vrid på framhjulen tills du hör ett karakteristiskt "klick" från den röda hopfällningsknappen (I). Dra den röda hopfällningsmekanismen (H) mot dig och fäll ned bakhjulen tills du hör ett "klick".

**Steg 3.** Sätt i handtagen i öppningarna på ramen och säkra dem med låsstiften.

**Steg 4.** För att fälla ut rullatorn helt, greppa sätet och dra utåt. Tryck ner sätet på båda sidor tills det klickar fast.

**Steg 5.** Sätt fast ryggstödet genom att skjuta in det i det speciella fästet under handtagen. Fäst väskan framtill på rullatorn med remmarna.

**Steg 6.** Fäst käpphållaren på ramen.

**Steg 7.** Kontrollera att rullatorn är korrekt monterad, helt utfälld och att inga delar eller skruvar saknas. Om du upptäcker skador eller saknade delar, kontakta återförsäljaren.

**Rullatorn är nu klar för användning.**

#### **HOPFÄLLNING**

- För att fälla ihop rullatorn, upprepa ovanstående steg i omvänd ordning.
- Tryck på hopfällningsknappen (I) på framhjulen för att fälla upp hjulen.

#### **JUSTERA RYGGSTÖDETS HÖJD**

För att justera ryggstödet höjd, skruva loss locket under parkeringsbromsen och för ryggstödet till önskad höjd. Dra åt locket igen efteråt.

**OBS!** Se till att båda sidor av ryggstödet är på samma höjd.

#### **JUSTERA HANDTAGENS HÖJD**

För att justera handtagens höjd:

- Tryck ner bromshandtaget för att aktivera parkeringsbromsen och låsa rullatorn.
- Tryck på låsstiftet på ramen och justera höjden på handtaget. Gör samma sak på andra sidan.
- Släpp sedan parkeringsbromsen.

**OBS!** Båda handtagen ska ställas in på samma höjd.

#### **BROMSFUNKTION**

- För att stoppa rullatorn, dra upp bromshandtaget och håll kvar det.
- När rullatorn inte är i rörelse eller när sätet används, aktivera parkeringsbromsen genom att dra bromshandtaget nedåt.
- För att släppa parkeringsbromsen, dra bromshandtaget uppåt.

#### 4. Tekniska data

Totalbredd	65 cm
Totallängd	69 cm
Sätetsbredd	46 x 25 cm
Säteshöjd från marken	55 cm
Höjdjustering av handtag	81-97 cm
Rullatorns vikt	8,20 kg
Maximal belastning	136 kg
Maximal belastning av väska	5 kg
Ramfärg	matt svart, turkos, grå

#### 5. Anmärkningar

**Timago International Group tar inget ansvar för felaktig användning av produkten, bristande efterlevnad av säkerhetsföreskrifter eller missbruk.**

#### 6. Underhåll

- Rengör ramen med en fuktig trasa och torka noggrant.
- Använd inte starka polermedel eftersom de kan skada skyddsbeläggningen.
- Rengör regelbundet smuts från rullatorns rörliga delar (gångjärn, låsskruvar, lås).





#### 7. Förvarings- och transportförhållanden

Enheten får inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

#### 8. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av garanti. Garantivillkoren finns i garantikortet på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål ska inköpsbeviset (kvitto eller faktura) sparas.

#### 9. Etiketter

	Referensnummer		Tillverkare
	Partinummer		UDI-kod

	Serienummer		Medicinteknisk produkt
	Obs!		Vänligen läs instruktionen
	Tillverkaren har kontrollerat att kraven för medicintekniska produkter uppfylls.		

Vårt kompletta sortiment finns tillgängligt via våra distributörer. Läs mer på: [www.timago.com](http://www.timago.com). Tack för att du valt Timago!