

BRUKSANVISNING

Rollator i aluminium med 4 hjul

Produktkod: CARBON

Timago

1. Utförande

Rollator med 4 hjul, hopfällbar, tillverkad av färgbelagd aluminiumram med metallglans. Rollatorn har en bred stoppad sits, ett mjukt ryggstöd och en korg. Den är utrustad med höjdjusterbara handtag med anatomiska grepp, färdbröms och parkeringsbröms. Rollatorn har hjul med smala tvärsnitt och 8" i diameter.

Rollatorns delar:

- A. Körhandtag
- B. Brömshandtag
- C. Låsskruv
- D. Brömsvagnar
- E. Ryggstöd
- F. Låspinne
- G. Tvärbalk
- H. Gångjärn tvärbalk
- I. Korg
- J. Övre brömsjustering
- K. Nedre brömsjustering



2. Avsedd användning

Rollatorn med 4 hjul är ett hjälpmedel avsett för patienter med reducerad rörlighet som behöver stabilt stöd och hjälp när de går. Rollatorn rekommenderas även för äldre som ett hjälpmedel för att hålla balansen, förbättra komfort vid gång och höja säkerheten genom att förebygga fall. Användning av rollatorn har en positiv inverkan på återhämtning hos patienter med förflyttnings- och positionsproblem. Den garanterar bättre stabilitet, stöd och säkerhet vid gång.

3. Montering och justering av rollatorn

Monteringsdelar:

- A. Rollatorns ram
- B.1 Vänster bakben
- B.2 Höger bakben
- C.1 Vänster handtag
- C.2 Höger handtag
- D.1 Vänster framben
- D.2 Höger framben
- E. Låsskruvar
- F. Ryggstöd



4. Montering

1. Fäll ut rollatorns ram (A) genom att helt fälla ut de båda gångjärnen i tvärbalken (de utskjutande detaljer som fäster ryggstödet anger ramens/rollatorns framsida).
2. Sätt in det vänstra bakbenet (B.1) i det bakre vänstra hålet i ramen genom att trycka på låspinnen (ringen riktad utåt) Lås pinnen i hålet (det finns två hål i ramen, beroende på önskad höjd på rollatorn). Lås benet genom att dra åt låsskruven (E).
3. Det vänstra bakbenet (B.1) är ansluten till rollatorns vänstra handtag (C.1) med bromsvajern. Sätt in det vänstra handtaget i det vänstra hålet i ramen och ställ in önskad höjd på handtaget. Dra bromsvajern på utsidan och fäst den i plaststyrningen på ramen. Lås handtaget genom att dra åt låsskruven (E).
4. Gör likadant med det högra bakbenet (B.2) och det högra handtaget (C.2) och kom ihåg att dra åt låsskruvarna (E).
5. Sätt in det vänstra frambenet (D.1) i det främre vänstra hålet i ramen genom att trycka på låspinnen. Lås pinnen i hålet (det finns två hål i ramen, beroende på önskad höjd på rollatorn). Lås benet genom att dra åt låsskruven (E) Obs: Alla fyra benen ska monteras på samma höjd.

6. Gör likadant med med det högra frambenet (D.2) och kom ihåg att dra åt låsskruven (E).
7. Montera ryggstödet (F) genom att snäppa fast båda låspinnarna.

FÄLLA UT OCH FÄLLA IHOP ROLLATORN

- För att fälla ihop den ihopmonterade rollatorn, lyfter du upp sitsen och drar i tvärbalken som sitter under korgen, fäll sedan ihop rollatorns ram.
- För att fälla ut den ihopmonterade rollatorn, fäller du ut ramen och trycker till tvärbalken som sitter under korgen tills gångjärnen i balken är helt utfällda. Sänk sedan sitsen.

BROMSFUNKTION

- För att få stopp på rollatorn, drar du bromshandtaget uppåt mot körhandtaget och håller det sedan.
- När du parkerar eller använder sitsen ska du låsa parkeringsbromsen genom att trycka bromshandtaget nedåt.
- För att släppa bromsen ska du dra bromshandtaget uppåt.

HÖJDJUSTERING AV KÖRHANDTAG

För att justera höjden på handtagen ska du skruva loss låsskruvarna som sitter på utsidan av ramen, välja önskad rörhöjd och dra åt låsskruvarna igen.

Obs! Handtagen ska vara i samma höjd.

BROMSJUSTERING

- **Övre bromsjustering:** skruva loss fästet för bromsvajern, dra upp vajern till önskad höjd och lås den sedan genom att dra åt fästskruven.
- **Nedre bromsjustering:** använd en skruvnyckel för att lossa fästskruven, dra i den svarta bromsvajern för att justera vaderspänningen och dra sedan åt fästskruven.

5. Tekniska specifikationer

Totalbredd	64 cm
Totallängd	66,5/72 cm
Sittbredd	35 cm
Totalhöjd	77-95 cm
Sitthöjd mätt från marken	49,5/54,5 cm

Vikt	7,2 kg
Max belastning	100 kg
Max belastning korg	5 kg
Ramens färg	svart

6. Anmärkningar och anvisningar

Timago International Group ansvarar inte för felaktig användning av rollatorn, bristande efterlevnad av säkerhetsreglerna och för icke avsedd användning.

7. Underhåll

Rollatorns ram ska rengöras med en fuktig trasa och sedan torkas ordentligt. Använd inga vassa polermedel eftersom det kan förstöra de skyddande beläggningarna. Smuts från rollatorns rörliga delar (gångjärn, fästskruvar, lås) ska avlägsnas löpande.

8. Förvarings- och transportförhållanden

Produkten får inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

9. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av garanti. Garantivillkoren finns i garantikortet på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål ska inköpsbeviset (kvitto eller faktura) sparas.

10. Etiketter

	Referensnummer		Tillverkare
	Partinummer		UDI-kod
	Serienummer		Medicinteknisk produkt
	Obs!		Vänligen läs instruktionen



Tillverkaren har kontrollerat att kraven för medicintekniska produkter uppfylls.

Vårt kompletta sortiment finns tillgängligt via våra distributörer. Läs mer på: **www.timago.com**. Tack för att du valt Timago!