

BRUKSANVISNING

Aluminium 4-hjulig rollator

Produktkod: TGR-R RA 885

Timago

1. Egenskaper

Justerbar 4-hjulig rollator är gjord av aluminiumram belagd med metallisk lysterfärg. Rollatorn är utrustad med parkeringsbromsar, klädd och höj- och sänkbar sits, ryggstöd och shoppingväska. Produkten har rejäla hjul med smalt tvärsnitt 8" i diameter som kan demonteras för transport, och höjdjusterbara handtag med anatomiska handtag.

Setet innehåller: ram med sits, ryggstöd, shoppingväska med förstyvning, två handtag med bakhjul, framhjul, fästknoppar – 2 st, låsstift - 2 st.

Delar av rollatorn:

- A. Handtag
- B. Parkeringsbroms
- C. Fixeringsknopp (handtag)
- D. Låsklämma (ryggstöd)
- E. Ryggstöd
- F. Plats
- G. Shoppingbag
- H. Låsstift (bakhjul)
- I. Låsklämma (framhjul)
- J. Kåpphållare
- K. Övre justering av broms
- L. Nedre justering av broms



2. Ansökan

Rollatorn är designad för patienter med nedsatt rörlighet som behöver stabilt stöd och hjälp under gång. Det rekommenderas även till äldre som ett hjälpmedel för att hålla balansen, förbättra gångkomforten och säkerställa säkerheten mot fall. Användningen av rollatorn påverkar positivt på återgången till aktivitet för personer med förflyttning och

lutning för att upprätthålla positionsproblem. Det garanterar bättre stabilisering, stöd och säkerhet när du går.

3. Montering

Fäll ut och fäll ihop rollatorn

- För att fälla ut rollatorn, dra isär ramen och tryck på sätet tills rollatorn är helt utfälld.
- Bakhjul och körhandtag är sammanfogade av bromsvajrarna, så först fäster du handtagen i monteringsöppningarna och blockerar dem med fixeringsknoppar. Blockera sedan bakhjulen med stift.
- Fäst framhjulen i den främre delen av ramen och fäst dem med låsclips som placeras i ovanstående höjdjusteringsöppningar.
- Fäst ryggstödet i den övre delen av ramen och blockera det med låsklämmor.
- Ta bort plasthöljet från hjulen.
- För att fälla ihop rollatorn, lyft upp sitsen och stangen som är placerad under sitsen.

NOTERA! Var försiktig när du fäller ihop eller demonterar rollatorn på grund av risken att krossa fingrarna i gångjärnen.

Bromsfunktion

- För att stoppa rollatorn, dra bromshandtaget uppåt och håll kvar.
- När du stannar eller använder sätet, lås bromsen genom att trycka ned bromshandtaget.
- För att lossa bromsen, dra bromshandtaget uppåt.

Höjdjustering av handtag

- För att justera höjden på handtagen, skruva loss låsvredet som sitter på ramens utsida, välj lämplig höjd och dra åt låsvredet.

Notera! Handtagen måste vara inställda på samma nivå.

Höjdjustering av sits

- För att justera höjden på sätet, ta bort låsklämman (för framhjulsmontering) och tryck på låsstiftet (för bakhjulsmontering). Välj lämplig höjd och blockera hjulen med låsklämma och stift.

Justering av bromsar

Justering av övre broms

- Skruva loss kabelns mutter, dra upp den till lämplig längd och lås den genom att dra åt låsmuttern.

Justering av nedre broms

- Lossa monteringskruven med hjälp av en skiftnyckel, dra i den svarta bromskabeln för att justera kabelns spänning och dra sedan åt monteringskruven.

4. Tekniska data

Total bredd	65 cm
Totalt djup	69 cm
Sitsens mått	40 cm x 25,5 cm
Sitthöjd från marken	63 cm
Klarar höjdjustering	90-100 cm
Vikt	6,8 kg
Maximal kapacitet	130 kg
Varukorgens maximala kapacitet	5 kg
Ramfärg	grafit

6. Underhåll

Rengöring

- Rengör ramen med en fuktig trasa och torka ordentligt.
- Använd inte starka polermedel på grund av risken för skador på skyddande beläggningar.
- Rengör smutsen från rörliga delar av rollatorn regelbundet (gångjärn, klämskruvar, lås).

7. Förvarings och transportförhållanden

Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av en garanti, vars villkor beskrivs i garantikortet som finns på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) behållas.

9. Etiketter

	Referensnummer		Tillverkare
	LOT -nummer		Tillverkning datum
	Serienummer		Medicinsk apparat
	Notera		Behaga läs instruktionen
	Tillverkaren kontrollerade överensstämmelse med väsentliga medicinska utrustningskrav.		

Vårt kompletta produktsortiment finns tillgängligt från våra distributörer.

Läs mer på: **www.timago.com**.

Tack för att du valde Timago!