

Produkter för fot- och nagelvård

Produkter för vård av fötter och
naglar



TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL



PREMIUM INSTRUMENT FRÅN TYSKLAND



Allmän information om användning och säkerhet samt rekommenderade hygienrutiner finns på: acurata.de/ifu

La Información General para el Uso y la Seguridad y los Procedimientos de Higiene Recomendados se pueden encontrar en: acurata.de/ifu

INNEHÅLL



TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

Innehåll

4	Tandspårsindikator Växelguide
6–18	VERKTYG AV VOLFRAMKARBID Karbidfräsar
7, 18	KULFRÄSAR Fräsar med kulformad spets
8	TREPAN- OCH NAGELRENGÖRARE Trepaner och nagelrengörare
15	Karbidskär för vänsterhänta användare Karbidfräsar för vänsterhänta
16	Mätverktyg Kalibreringsverktyg
19–27	Diamantinstrument Diamantverktyg
28	Slipmedel Slipmaterial
29	Polerare av silikon Silikonpolerare
30	Borstar Borstar
31	Instrumentställ Freserställ

Tandningsguide



TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL


Tandningsguide

ACURATA TANDSKÅR I VOLFRAMKARBID, ROSTFRITT

Karbidfräsar (rostfria)




NEM Kombinerad tandning grov och fin (orange ring)
NEM Kombinerad tandning, fin och grov (orange ring)




LSQ Fin lamell-tandning med tvärslipning (blå/lila ring)
LSQ Fin lamell-tandning med tvärslipning (blå/lila ring)




LGQ Lamell-tandning grov med tvärslipning (svart/grön ring)
LGQ Lamell-tandning grov med tvärslipning (svart/grön ring)



223 Extra grov korsskärning (svart ring)
223 Extra grov korsskärning (svart ring)




220 Grov tvärslipning (grön ring)
220 Grov tvärslipning (grön ring)



176 Grov med spiral och tvärsnitt (grön ring)
176 Specialtandning, grov med korsskärning (grön ring)




190 Medel tvärslipning (blå ring)
190 Medel tvärslipning (blå ring)



134 Fin med spiral och tvärslipning (lila ring)
134 Fin med spiral och tvärslipning (lila ring)



140 Fin korsskärning (röd ring)
140 Fin korsskärning (röd ring)



110 Extra fin diamant-tvärslipning (gul ring)
110 Extra fin diamant-tvärslipning (gul ring)

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Användningsområde



Podologi / fotvård
Podologi



Nagelstudio
Manikyrsalong

SKAFTTYP

Typ av skaft

HP · ISO 104 · Ø 2,35 mm



Total längd HP 104 = 44,5 mm
Total längd HP 104 = 44,5 mm



Den totala längden på instrumenten kan variera beroende på arbetsdelens och halsens längd
Instrumentens totala längd kan variera beroende på arbetsdelens och halsens längd



Längd arbetsdel
Arbetsdelens
längd



ISO Ø = 1/100 mm · ISO 040 = 4,0 mm

INSTRUMENT MED VOLFRAMKARBID

acurata hårdmetallinstrument kännetecknas av hög avverkningskapacitet och en särskilt jämn gång.

Los instrumentos de carburo acurata se caracterizan especialmente por su rápida eliminación de material y su gran suavidad.

NEM

KOMBINATIONSTANDNING, fin och grov



TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

Kombinerad tandning, fin och grov

Egenskap: fin- och grovtandade segment på samma fräs, vilket ger oöverträffad skärprestanda och en jämn yta, mycket mjuk gång och lång livslängd. Tysk patentansökan inlämnad. DE 10 2007 009 304.9

Egenskap: Tunna och grova segment växlar på fräsen, vilket ger enastående skärresultat, släta ytor, tyst drift och lång hållbarhet. Tyskt patent ansökt. DE 10 2007 009 304.9



Snabb borttagning och samtidig utjämning av förhårdnader, formning av svampinfekterade naglar; behandling av nagelband och nagelvallar.

Snabb borttagning och utjämning av förhårdnader, formning av svampnaglar; behandling av nagelband och nagelvallar.



Snabb borttagning av gel
Snabb borttagning av gel


GEL



				
500 104 137 NEM 060N	500 104 141 NEM 023N	500 104 194 NEM 040N	500 104 198 NEM 023N	500 104 237 NEM 023N 6,0 / 12,0
Ø mm / L	2,3 / 8,0 4,0 / 13,5 2,3 / 8,0 2,3 / 5,0			

					
500 104 263 NEM 040N	500 104 274 NEM 060N	500 104 277 NEM 014N	500 104 277 NEM 023N	500 104 278 NEM 040N	500 104 289 NEM 023N
4,0 / 8,0	6,0 / 14,0	1,4 / 3,2	2,3 / 4,4	4,0 / 11,5	2,3 / 8,0

Snabb borttagning, förkortning - Snabb eliminering och förkortning		
		
500 104 107 NEM 050N	500 104 110 NEM 060N	500 104 184 NEM 050N 5,0 / 10,0
Ø mm / L	7,0 6,0 / 13,0 5,0 / 10,0	





Fräsar med rund spets

Specialtandning med
korsskärning Egenskaper:

- Alla diametrar har 8 blad istället för bara 6
- Mycket vassa och effektiva

Speciell tandning med korsskärning

Egenskap:

- Alla diametrar har 8 blad istället för endast 6
- Extra vassa och effektiva



- Behandling av mycket tjocka förhårdnader, liktornar och nagelsvamp
- Behandling av liktornar
- Behandling av kraftiga förhårdnader, liktornar och nagelsvamp
- Behandling av nageltrång



- Borrning genom gel och akryl
- Skapa spår
- Perforering av gel och akryl, skapa hål
- Skapa hål

				
	500 104 001 NEQ 006N	500 104 001 NEQ 008N	500 104 001 NEQ 010N	500 104 001 NEQ 012N
Ø mm / L	0,6 / 0,6	0,8 / 0,8	1,0 / 1,0	1,2 / 1,2

				
500 104 001 NEQ 014N	500 104 001 NEQ 016N	500 104 001 NEQ 018N	500 104 001 NEQ 021N	500 104 001 NEQ 023N
Ø mm / L	1,4 / 1,4	1,6 / 1,6	2,1 / 2,1	2,3 / 2,3

SKÄRVERKTYG AV VOLFRAMKARBID



TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

Karbidfräsar

TREPAN (INSTRUMENT I STÅL, ROSTFRITT)


Trepaner (fräsar av stål, rostfria)



Med tandad skäregg, extra vass · med tandad egg, mycket skarp



- Borttagning av liktornar och förhårdnader
- Borttagning av hornhinna
- Borttagning av liktornar och förhårdnader
- Borttagning av hornhinna



Med slipad egg · med plan egg




NAGELRENSARE (TILLVERKAD I MASSIVT

KARBID) Nagelrengörare (av massivt karbid)




- Polygonal arbetsdel utan vassa kanter
- Skonsam borttagning av smuts i nagelvallen
- Särskilt lämplig för omfattande behandling

- Polygonal arbetsdel utan vassa kanter
- Skonsam borttagning av smuts i nagelvallen
- Särskilt lämplig för omfattande behandling



Utan vassa kanter
Inga skarpa kanter



TUNGSTENKARBIDFRÄSAR


9

Karbidfreser

AC-BLUE LSQ

LAMELLTANDNING, FIN MED TVÄRSKÄR OCH PVD-BELÄGGNING (SLITAGESKYDD) Egenskaper: mycket hög hållbarhet, enkel rengöring och längre livslängd, mindre värmeutveckling

Lamelltandning, fin med tvärskår och PVD-beläggning (slitageskydd) Egenskaper: mycket hög hållbarhet, lätt att rengöra och längre livslängd, mindre värmealstring




Snabb borttagning av tjocka, deformerade naglar och förhårdnader, behandling av ortos-silikon och hyperkeratos, mycket effektiv avverkning

Snabb borttagning av tjocka naglar och förhårdnader, behandling av ortopediska silikon och hyperkeratos, hög avverkningskapacitet



Snabb borttagning av gel och nageldekorationer, hög avverkningsgrad, optimal dammborttagning

och nageldekorationer, mycket hög avverkningsgrad, optimal dammborttagning



ac-blue

Snabb borttagning och förkortning
Snabb borttagning och förkortning



TOP
SELLER

530 104 110 LSQ 060N 530 104 194 LSQ 040N 530 104 263 LSQ 040N 530 104 274 LSQ 060N 6,0 / 13,0

Ø mm / L 4,0 / 13,0 4,0 / 8,0 6,0 / 14,0

TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

TUNGSTENKARBIDFRÄSAR

Karbidslipfräsar

LSQ LAMELLTANDING, FIN MED

TVÄRSKÄRNING Lamelltandad, fin med tvärskäring



Snabb borttagning av tjocka, förhårdnade naglar och förhårdnader, behandling av silikonkenor och hyperkeratos, hög avverkningskapacitet

Snabb borttagning av tjocka naglar och förhårdnader, behandling av silikonkenor och hyperkeratos, mycket hög avverkningskapacitet



Snabb borttagning av gel och nageldekorationer, hög avverkningsgrad, optimal dammborttagning

GEL

Snabb borttagning av gel och nageldekorationer, mycket hög avverkningskapacitet, optimal dammborttagning



500 104 194 LSQ 040N

Ø mm / L

4,0 / 13,0



500 104 263 LSQ 040N

4,0 / 8,0



500 104 274 LSQ 040N

4,0 / 8,0

TOP
SELLER

500 104 274 LSQ 060N

6,0 / 14,0



500 104 277 LSQ 023N

2,3 / 4,0



500 104 278 LSQ 040N

4,0 / 12,0



500 104 289 LSQ 023N

2,3 / 8,0

LGQ LAMELLTANDING, GROV MED TVÄRSKÄRNING

Lamelltandad, grov med tvärgående snitt



Snabb borttagning av tjocka, gryptiska naglar och förhårdnader, behandling av ortes-silikon och hyperkeratos, mycket hög avverkningskapacitet

Snabb borttagning av tjocka naglar och förhårdnader, behandling av ortes-silikon och hyperkeratos, mycket hög avverkningskapacitet



Snabb borttagning av akryl, gel och nageldekorationer, mycket hög avverkningskapacitet

Snabb borttagning av akryl, gel och nageldekorationer, mycket hög avverkningskapacitet

AKRYL



500 104 110 LGQ 060N 500 104 194 LGQ 023N 500 104 194 LGQ 040N 6,0

13,0 2,3 / 14,0 4,0 14,0 / /



500 104 237 LGQ 060N 500 104 263 LGQ 070N 500 104 274 LGQ 060N 6,0

11,0 7,0 14,0 6,0 14,0 / / /

TOP
SELLER

Ø mm / L

TUNGSTENKARBIDFRÄSAR

Karbidfräsar

223

SUPERGROV TVÄRSKÄRNING

Extra grov tvärskärning

Kraftfull borttagning av tråspikar, mycket hög avverkningsgrad

Effektiv borttagning av tråspikar, extra grov avverkningsprestanda



500 104 194 223 070N

Ø mm / L

7,0 / 14,0


500 104 195 223 060N
6,0 / 14,0

500 104 274 223 060N
6,0 / 14,0


220

Grovt korsskärning

Korsslipat grovtandat

Grov formning av naglar

Grov bearbetning av naglar

ac-blue



530 104 194 220 040N

Ø mm / L

4,0 / 13,5



530 104 263 220 060N

6,0 / 11,5



530 104 274 220 060N

6,0 / 14,0

220

AC-BLUE

Egenskaper: extremt hög hållbarhet, enkel rengöring
och längre livslängd, minskad värmeutveckling

Egenskaper: mycket hög hållbarhet, lätt att
rengöra och längre livslängd, mindre
värmeutveckling


500 104 137 220 060N

Ø mm / L

6,0 / 11,0



500 104 194 220 031N

3,1 / 13,5


500 104 194 220 040N
4,0 / 13,5


500 104 194 220 050N

5,0 / 14,0



500 104 263 220 060N

6,0 / 11,5



500 104 274 220 060N

6,0 / 14,0

HÅRDMETALLFRÄSAR

TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

Karbidfräsar

190


MEDELTVÄRSKÄRNING

Fin tvärskäring



Borttagning av förhådnader, formning av naglar
med svampinfektion Borttagning av förhådnader,
modellering av svampinfekterade naglar

ac-blå



Ø mm / L

530 104 194 190

023N 2,3 / 14,0

530 104 194 190 040N

4,0 / 13,5

ac-blå



Ø mm / L

530 104 263 190 060N

6,0 / 11,5

530 104 274 190 060N

6,0 / 14,0

530 104 278 190 040N

4,0 / 11,5

Förkortning, borttagning av deformerade naglar
Förkortning, borttagning av deformerade naglar



Ø mm / L

500 104 110 190

023N 2,3 / 5,5

500 104 110 190

040N 4,0 / 6,5



Borttagning av gel, omarbetning
Gelborttagning, efterbehandling

190

AC-BLUE

Egenskaper: mycket hög slitstyrka, enkel rengöring
och längre livslängd, minskad värmeutveckling

Egenskaper: extra hög hållbarhet, lätt att
rengöra och längre livslängd, mindre
värmeutveckling



GEL





Volframkarbid 13
verktyg

FRÄSAR AV VOLFRAMKARBID

TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

Volframkarbidfräsar

500 104 137 190 060N	500 104 144 190 023N	500 104 194 190 023N	500 104 194 190 031N	500 104 194 190 040N	500 104 194 190 050N
Ø mm / L	6,0 / 11,0	2,3 / 15,0	2,3 / 14,0	3,1 / 13,5	4,0 / 13,5

500 104 194 190 070N	500 104 195 190 060N	500 104 198 190 016N	500 104 198 190 023N	500 104 201 190 023N	500 104 201 190 040N
Ø mm / L	7,0 / 14,0	6,0 / 14,0	1,6 / 8,0	2,3 / 8,0	2,3 / 17,5

500 104 201 190 060N	500 104 237 190 060N	500 104 257 190 060N	500 104 263 190 040N	500 104 263 190 060N	500 104 274 190 060N
Ø mm / L	6,0 / 14,1	6,0 / 11,0	6,0 / 12,0	4,0 / 8,0	6,0 / 11,5

TOP
SELLER

500 104 277 190 014N	500 104 277 190 023N	500 104 277 190 060N	500 104 278 190 040N	500 104 289 190 023N	500 104 292 190 023N
Ø mm / L	1,4 / 3,2	2,3 / 4,4	6,0 / 10,5	4,0 / 11,5	2,3 / 8,0

FRÄSAR I VOLFRAMKARBID



TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

Volframkarbidfräsar

140

FIN TVÄRSKÄRNING

Fin tvärslipad egg



Skonsam bearbetning av nagelytan, nagelkanten och
nagelbandet, förpolering av nageln

Skonsam behandling av nagelytan, kanten och
nagelbandet, förpolering av nageln

140

AC-BLÅ

**Egenskaper: mycket hög hållbarhet, enkel rengöring
och längre livslängd, mindre värmeutveckling**

Egenskaper: väldigt hög hållbarhet, enkel rengöring
och längre livslängd, minskad värmealstring

ac-blå





TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

Hårdmetall 15 verktyg

Fräsar i hårdmetall

Hårdmetallfräsar

140

FIN KORSSKÄRNING

Fin korsskärning



500 104 274 140 060N	500 104 277 140 014N	500 104 277 140 018N	500 104 277 140 040N	500 104 278 140 040N	500 104 289 140 023N	500 104 292 140
Ø mm / L	023N 6,0 / 14,0 1,4 / 3,2 1,8 / 3,2 4,0 / 8,0 4,0 / 11,5 2,3 / 8,0 2,3 / 14,0					

Fräsar för vänsterhänta, korsskuren

Fräsar för vänsterhänta, korsskuret snitt



Borttagning av förhårdnader, behandling av nagelband och nagelveck Borttagning av förhårdnader, behandling av nagelband och nagelveck



Borttagning av gel, efterbehandling
Borttagning av gel, justeringar



500 104 196 192 010N	500 104 198 142 023N	500 104 198 192 023N
1,0 / 4,0	2,3 / 8,0	2,3 / 8,0
Extra fin · Extra fin	Fin · Fin	Medium · Medium

Särskilt för
vänsterhänta



500 104 277 142 014N	500 104 289 142 023N	500 104 194 192 040N	500 104 274 192 060N	500 104 194 224 070N
1,4 / 3,2	2,3 / 8,0	4,0 / 13,5	6,0 / 14,0	7,0 / 14,0
Extra fin · Extra fin	Fin · Fin	Medium · Medium	Medium · Medium	Super grov · Super grov

Karbidskär



TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

Karbidfräsar

110

Extra fin diamantkorsslipning

Extra fin diamantkorsskärning



Skonsam behandling av nagelytan, nagelkanter, nagelband och undersida, avslutande polering. Mycket slitstark och lika fin som en diamantslip. Skonsam behandling av naglar, nagelkanter, nagelband och slutlig utjämning. Håller länge och är lika fin som en diamantfräs.



MÄTDON

Mätverktyg



Kontroll av rundgången
Kontroll av koncentriskhet



STANDARD TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS

Standardfräsar av volframkarbid

176

GROV MED SPIRAL OCH TVÄRSKÄR

Speciell grov tandning med tvärgående skär



Borttagning av förhårdnader och tjocka naglar, särskilt för nybörjare

Borttagning av förhårdnader och tjocka naglar, perfekt för nybörjare



500 104 194 176 040N

Ø mm / L
4,0 / 13,5



500 104 257 176 060N

6,0 / 12,0



500 104 274 176 060N

6,0 / 14,0



500 104 277 176 040N

4,0 / 8,0



134

Fin med spiral- och tvärskärning

Specialtandning, fin med tvärgående skär



Försiktig borttagning och utjämning av gel, särskilt för nybörjare

Försiktig borttagning och utjämning av gel, perfekt för nybörjare



500 104 141 134 023N

Ø mm / L
2,3 / 8,0



500 104 194 134 023N

2,3 / 14,0




500 104 194 134 040N

4,0 / 12,5



500 104 194 134 070N

7,0 / 14,0



500 104 197 134 014N

Ø mm / L
1,4 / 4,0



500 104 198 134 023N

2,3 / 8,0



500 104 274 134 060N

6,0 / 14,0



500 104 289 134 023N

2,3 / 8,0



STANDARD KULFRÄSAR



TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

Standard kulspetsfräsar

KULFRÄSAR


Kulfräsar



Behandling av liktornar och nagelsvamp
Behandling av liktornar och nagelsvamp



Borring genom gel och akryl, spårskapande
Borring genom gel och akryl, spårskapande





TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

DIAMANTINSTRUMENT

Diamantinstrument



FÄRG-RINGSIDENTIFIERING

Identifiering av färgring



Användning: podiatri / fotvård
Användning: podiatri



Användning: nagelstudio
Användning: nagelsalong

DIAMANTKORNSSTORLEKAR

Storlek på diamantkorn

För extra grov behandling av förtjockade naglar och förhårdnader För den kraftiga vården av tjocka naglar och hård hud

544



Extra grov: 180–300 μm
Extra grov: 180–300 μm

514



Fin: 40–54 μm
Fin: 40–54 μm

För grov behandling av naglar och borttagning av förhårdnader
För grov vård av naglarna och borttagning av hård hud

534



Grov: 154 μm
Grov: 154 μm

För avslutande behandling av hud och naglar

För varsam vård av hud och naglar

504




Extra fin: 25 μm
Extra fin: 25 μm

Uttjämning av förhårdnader och naglar

Uttjämning av förhårdnader och naglar

524




Medium: 76–126 μm
Medium: 76–126 μm

Skafttyp

Typ av skaft

HP · ISO 104 · Ø 2,35 mm



Total längd HP 104 = 44,5 mm
Total längd HP 104 = 44,5 mm



44 mm



Arbetsdelens längd Längd på arbetsdelen | L=mm



ISO Ø = 1/100 mm · ISO 040 = 4,0 mm

Den totala längden på instrumenten kan variera beroende på arbetsdelens och halsens längd
Den totala längden på instrumenten kan variera beroende på arbetsdelens och halsens längd

HURRICANE

Hurricane

- Borttagning av förhårdnader med både våt och torr teknik
- Hålen ger skydd mot värme
- Kan desinficeras, steriliseras, rostfri

- Borttagning av förhårdnader med torr och våt metod
- Hålen skyddar mot värme
- Desinficerbar, steriliserbar, rostfri

544 SUPER GROV

Super grov



Borttagning av tjocka förhårdnader och kraftiga förhårdnader

Borttagning av grova och tjocka förhårdnader

TOP
SELLER

806 104 H200 544 080N 806 104 H200 544 095N 806 104 H200 544 110N 8,0

Ø mm / L / 13,0 9,5 / 15,0 11,0 / 17,0



534 GROV

Grov



Borttagning av begynnande förhårdnader

Borttagning av tidiga förhårdnader



806 104 H200 534 080N 806 104 H200 534 095N 806 104 H200 534 110N 8,0

Ø mm / L / 13,0 9,5 / 15,0 11,0 / 17,0



TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

DIAMANTINSTRUMENT

Diamantverktyg

534

GROVT KORNMÅTT

Grov kornstorlek



Borttagning av förhårdnader, grov
behandling av naglar Borttagning av
förhårdnader, grov behandling av naglar



Snabb borttagning, grov behandling av naglar
Snabb borttagning, grov behandling av naglar

Ej rundade kanter,
arbetsytan helt
diamantbelagd

Ej rundade kanter, helt
diamantbelagd

Blankpolerad front,
minimerar risken för skador

Blankpolerad och slät front
vilket minskar
risken för skador



806 104 110 534 055N

806 104 111 534 035N

806 104 113 534 060N 806 104 113S 534 060N 6,0

5,5 / 7,0

3,5 / 8,0

/ 13,0 6,0 / 13,0

Ø mm / L



Rundade kanter, arbetsytan
helt täckt med diamant

Rundade kanter, helt
diamantbelagd

Slätt polerad
främre del

Polerad framsida och
slät polerad framdel

Endast den främre delen är
diamantbelagd

Bara den främre delen
är diamantbelagd

Konen skyddar nagelväggen Konen form
skyddar nagelkanten



806 104 157 534 050N

806 104 157S 534 050N

806 104 1570 534 050N

806 104 173 534 040N

806 104 173 534 050N

806 104 197 534 016N

5,0 / 7,0

5,0 / 7,0

5,0 / 7,0

4,0 / 10,0

5,0 / 10,0

1,6 / 6,0

Ø mm / L



TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

DIAMANTINSTRUMENT

Diamantinstrument



806 104 243 534 030N	806 104 243 534 045N	806 104 243 534 070N	806 104 250 534 018N	806 104 258 534 021N	806 104 258 534 027N
Ø mm / L 3,0 / 8,0	4,5 / 9,0	7,0 / 13,5	1,8 / 10,0	2,1 / 7,8	2,7 / 7,8

806 104 260 534 060N	806 104 263 534 047N	806 104 263 534 060N	806 104 263 534 080N	806 104 274 534 080N	806 104 893 534 047N
Ø mm / L 6,0 / 13,5	4,7 / 10,0	6,0 / 11,0	8,0 / 15,0	8,0 / 16,0	4,7 / 12,0

TOP
SELLER



TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

DIAMANTINSTRUMENT

Diamantinstrument

524

MEDELGROV KORNING

Medelgrov kornstorlek



Utslätning av förhårdnader och naglar
Utgjämning av förhårdnader och nagelyta



Behandling av nagelband och nagelveck. Jämnar ut och formar.
Behandling av nagelband och nagelyta. Utjämning och finish

						
806 104 001 524 009N	806 104 001 524 010N	806 104 001 524 012N	806 104 001 524 014N	806 104 001 524 016N	806 104 001 524 018N	
Ø mm / L	0,9 / 0,9	1,0 / 1,0	1,2 / 1,2	1,4 / 1,4	1,6 / 1,6	1,8 / 1,8

						
	806 104 001 524 021N	806 104 001 524 025N	806 104 001 524 029N	806 104 001 524 033N	806 104 001 524 040N	806 104 014 524 025N
Ø mm / L	2,1 / 2,1	2,5 / 2,5	2,9 / 2,9	3,3 / 3,3	4,0 / 4,0	2,5 / 1,2

			Ej rundade kanter, arbetsytan helt belagd med diamanter Ej rundade kanter, helt diamanterbelagd  			
	806 104 068 524 055N	806 104 107 524 012N	806 104 108 524 035N	806 104 110 524 055N	806 104 111 524 018N	806 104 111 524 035N
Ø mm / L	5,5 / 2,2	1,2 / 4,0	3,5 / 4,0	5,5 / 7,0	1,8 / 8,0	3,5 / 8,0

Ej rundade kanter, arbetsytan
helt belagd med diamant

Ej rundade kanter, helt
diamantbelagd



TOP
SELLER



TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

DIAMANTINSTRUMENT

Diamantverktyg

524

MEDELGROV KORNSSTORLEK

Medelgrov kornstorlek



Utgjämning av förhårdnader och nagelyta
Utgjämning av förhårdnader och naglar



Behandling av nagelband och nagelvall. Utgjämning och efterbearbetning
Behandling av nagelband och naglar. Utgjämning och finslipning

Rundade kanter,
arbetsytan är helt
diamantbelagd

806 104 113 524 060N	806 104 141 524 014N	806 104 141 524 018N	806 104 141 524 025N	806 104 157 524 050N	806 104 157F 524 050N	806 104 166 524
Ø mm / L	14N 6,0 / 13,0	14 1,4 / 8,0	14 1,8 / 8,0	15 2,5 / 8,0	15 5,0 / 7,0	16 1,4 / 10,0

Kägelform skyddar nagelns kant Kägelformen skyddar nagelväggen							
806 104 166 524 018N	806 104 173 524 016N	806 104 173 524 025N	806 104 173 524 031N	806 104 173 524 040N	806 104 173 524 050N	806 104 198 524 040N	
Ø mm / L	1,8 / 10,0	1,6 / 10,0	2,5 / 10,0	3,1 / 10,0	4,0 / 10,0	5,0 / 10,0	4,0 / 9,0

För skonsam borttagning av förhårdnader vid nagelvecken För
försiktig avlägsning av förhårdnader i nagelns veck






806 104 199 524 014N	806 104 199 524 018N	806 104 199 524 025N	806 104 199 524
Ø mm / 031N 1,4 / 10,0 1,8 / 10,0 2,5 / 10,0 3,1 / 10,0			





TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

DIAMANTINSTRUMENT

Diamantverktyg

524

MEDELGROV KORNING

Medelgrov korntorlek




Utslätning av förhårdnader och naglar

Utslätning av förhårdnader och naglar



Behandling av nagelband och nagelvall. Utslätning och efterarbete

Behandling av nagelband och naglar. Utslätning och justering



						
806 104 243 524 030N	806 104 243 524 045N	806 104 250 524 012N	806 104 250 524 016N	806 104 250 524 018N	806 104 250 524 025N	
Ø mm / L	3,0 / 8,0	4,5 / 9,0	1,2 / 10,0	1,6 / 10,0	1,8 / 10,0	2,5 / 10,0

	 					 	
806 104 257 524 023N	806 104 258 524 021N	806 104 258 524 027N	806 104 260 524 060N	806 104 263 524 047N	806 104 263 524 060N	806 104 274 524 016N	
Ø mm / L	2,3 / 4,5	2,1 / 7,8	2,7 / 7,8	6,0 / 13,5	4,7 / 10,0	6,0 / 11,0	1,6 / 3,5

			 TOP SELLER			
806 104 274 524 080N	806 104 277 524 014N	806 104 292 524 019N	806 104 540 524 010N	806 104 893 524 047N	806 104 893 524 060N	
Ø mm / L	8,0 / 16,0	1,4 / 4,5	1,9 / 15,5	1,0 / 4,0	4,7 / 12,0	6,0 / 20,0



TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

DIAMANTINSTRUMENT

Diamantinstrument

514

FIN KORNHET

Fin kornstorlek



Utgjämning av naglar, skonsam behandling av nagelband och naglar

Utgjämning av naglar, skonsam behandling av nagelband och naglar

Ej rundade kanter,
arbetsdelen helt
diamantbelagd

Rundade kanter,
arbetsdelen helt
diamantbelagd

Ej rundade kanter, helt
diamantbelagd

Rundade kanter, helt
diamantbelagd



806 104 110 514 055N

806 104 157 514 050N

806 104 166 514 014N

806 104 166 514 018N

806 104 199 514 025N

806 104 199 514 031N

Ø mm / L

5,5 / 7,0

5,0 / 7,0

1,4 / 10,0

1,8 / 10,0

2,5 / 10,0

3,1 / 10,0



806 104 250 514 012N 806 104 257 514 023N 806 104 258 514 021N 806 104 258 514 027N 806 104 274 514 016N 806 104 540 514 010N 806 104 893 514 047N Ø mm / L

1,2 / 10,0 2,3 / 4,5 2,1 / 7,8 2,7 / 7,8 1,6 / 3,5 1,0 / 4,0 4,7 / 12,0

504

EXTRA FINT KORNNING

Extra fin kornstorlek



Skonsam behandling av nagelband och naglar, slutlig polering

Skonsam behandling av nagelband och naglar, slutlig polering



806 104 250 504 012N

806 104 257 504 023N

806 104 893 504 047N

Ø mm / L

1,2 / 10,0

2,3 / 4,5

4,7 / 12,0

SLIPMEDEL

Keramiskt bindemedel



TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

Slipmedel, Keramiskt bindemedel



Utjämning av naglar – för slipning av nagel och nagelband

Utjämning av naglar – för slipning av hud och naglar

Extra fin · Extra fin



635 104 107 523 050N



635 104 197 523 025N



635 104 199 523 035N



615 104 173 514 035N



655 104 260 512 050N

Fin · Fin

Medium · Medel



655 104 042 522 130N



655 104 171 522 025N



655 104 173 522 035N



655 104 288 522 025N



Hård · Duro



625 104 001 524 030N



625 104 107 524 050N



625 104 107 524 065N



625 104 109 524 060N



625 104 173 524 035N

TOP
SELLER





SILIKONPOLERARE

Slipning, polering och mattning



TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

29 Polerare i silikon

Silikonpolerare

Uttjämning, polering och matt finish

FÖRPOLERING, GROV, GRÖN

Förpolering, grov, grön



658 104 115 534 060N	658 104 187 534 075N	658 104 200 534 160N	658 104 243 534 055N	658 104 243 534 110N	658 104 273 534 060N	658 104 273 534 100N
Ø mm / L	6,0 / 20,0 7,5 / 20,0 16,0 / 19,0 5,5 / 16,0 11,0 / 20,0 6,0 / 17,0 10,0 / 25,0					

POLERING AV NAGELPROTESER OCH NAGLAR, MEDEL, GRÅ

Polering av nagelproteser och naglar, medel, grå



658 104 115 524 060N	658 104 187 524 075N	658 104 200 524 160N	658 104 243 524 055N	658 104 243 524 110N	658 104 273 524 060N	658 104 273 524 100N 6,0 /
Ø mm / L	20,0 7,5 / 20,0 16,0 / 19,0 5,5 / 16,0 11,0 / 20,0 6,0 / 17,0 10,0 / 25,0					

Högglanspolering av nagelproteser och naglar, fin, gul

Högglanspolering av nagelproteser och naglar, fin, gul



658 104 115 514 060N	658 104 187 514 075N	658 104 200 514 160N	658 104 243 514 055N	658 104 243 514 110N	658 104 273 514 060N	658 104 273 514 100N 6,0 /
Ø mm / L	20,0 7,5 / 20,0 16,0 / 19,0 5,5 / 16,0 11,0 / 20,0 6,0 / 17,0 10,0 / 25,0					



Instrumentställ


INSTRUMENTSTÄLL I ALUMINIUM

Aluminiumställ för instrument

För säker förvaring av roterande instrument på arbetsplatsen, vid rengöring, desinfektion och sterilisering. Instrumenten hålls säkert på plats med hållarklämmor.

För trygg förvaring av instrument på arbetsplatsen under rengöring, desinfektion och sterilisering. Säkert fäste tack vare den vikbara locket.

Behållare för 18 handstyckeinstrument med en total längd på upp till 60 mm Ställ för 18 instrument med en total längd på upp till 60 mm



030 A200N

(B x H x D) 58 x 68 x 40 mm

Rekommendationer för användning:

- Använd endast standardrengöringsmedel för roterande instrument – för aluminium
- Autoklavera upp till 134 grader Celsius
- Chemiklave eller varmluftssterilisator
- Ej lämplig: ultraljuds- eller termisk desinfektor

- Använd endast standardrengöringsmedel för roterande instrument – för aluminium
- Autoklavera upp till 134 grader Celsius
- Chemiklave eller varmluftssterilisator
- Ej avsedd för: ultraljud eller termisk desinfektor


INSTRUMENTSTÄLL I ROSTFRITT STÅL

Ställ av rostfritt stål

För säker förvaring av roterande instrument på arbetsplatsen, vid rengöring, desinfektion och sterilisering. Instrumenten hålls säkert på plats med hållarklämmor.

För trygg förvaring av instrument på arbetsplatsen under rengöring, desinfektion och sterilisering. Säkert fäste tack vare den vikbara locket.

Behållare för 6 handstyckeinstrument med en total längd på upp till 60 mm Ställ för 6 instrument med en total längd på upp till 60 mm



030 H60N

(B x H x D) 72 x 60 x 20 mm

Rekommendationer för användning:

- Använd endast standardrengöringsmedel för roterande instrument
- Rengöring i ultraljudsbad är möjlig
- Steriliserbar upp till 134 grader Celsius
- Använd inte varmluftssterilisator eller chemiklave på grund av polymerdelarna
- Placera instrumentstället i rengöringsutrustningen så att instrumenten träffas av sprutstrålen

Användningsrekommendationer:

- Använd endast standardrengöringsmedel för roterande instrument
- Kan rengöras i ultraljudsbad
- Tål sterilisering upp till 134 grader Celsius
- Använd inte varmluftssterilisator eller kemisk autoklav på grund av polymerdelarna.
- Lägg instrumentstället i rengöringsmaskinen så att instrumenten exponeras för sprutstrålen

030 Silikon grön



Tillverkare av exklusiva instrument för medicinsk fotvård, podiatri och nagelsalonger. Tillverkade i Tyskland. Tillverkare av förstklassiga verktyg för podiatri, medicinsk pedikyr och manikyrsalonger. Tillverkade i Tyskland.

**HÖGPRESTERANDE INSTRUMENT
FÖR FOT- OCH NAGELVÅRD** på den
allra senaste teknologiska nivån.

Våra praktiska och behovsanpassade produkter uppskattas av nagelteknologer och fotterapeuter världen över. Vi lyssnar och ställer frågor – på samma nivå som våra kunder. I denna anda tillverkar acuratas engagerade och noggranna perfektionister pålitliga precisioninstrument som gör det möjligt att arbeta exakt både i salong och klinik. MD CE1250

**HÖGPRESTERANDE INSTRUMENT FÖR FOT-
OCH NAGELVÅRD** på den allra högsta
teknologiska nivån.

Nagelteknologer och fotvårdsspecialister över hela världen uppskattar våra praktiska och behovsanpassade produkter. Vi lyssnar och ställer frågor – i nära dialog med våra kunder. Med denna inställning tillverkar de skickliga och engagerade perfektionisterna på acurata pålitliga precisionsinstrument som möjliggör noggrant arbete både i salong och på klinik.



TERAPEUTERNAS
INKÖPSCENTRAL

Terapeuternas InköpsCentral Jobod AB Styraregatan 1E 79162 Falun Sverige
Telefon +46 (0)23 696 00 info@tic.nu

acurata