



PROMED MC 180 GW

ProMed MC Medicinskåp

ProMed är vårt mest avancerade medicinska kylskåp hittills och balanserar kvalitet och design med mycket exakt temperaturstabilitet för att säkerställa att era prover och produkter är säkra. ProMed finns också med glasfönsterdörrar (GW).

Porkka-styrenhet

- Enkelt att använda
- Stor skärm
- Stöder flera språk
- Visar temperaturnoggrannhet ner till 0,1 °C
- Temperaturdataloggning i realtid med möjlighet att ladda ner till USB-enhet (rekommenderad USB-flashenhet max 4 GB)

Skåpfunktioner

- Miljövänligt naturligt köldmedium R600a (HC)
- Energieffektiv och miljövänlig (HFC-fri polyuretan) konstruktion
- Tyst drift
- Yttre beläggning av vit polyesterbelagd stålplåt
- Dörren är utrustad med lås och magnetisk packning
- Digital omkalibrering för temperatursond med 0,1 °C noggrannhet

Säkerhetsfunktioner

- Intelligent självövervakningssystem
- Separat kontrolltemperaturgivare som motsvarar temperaturen hos den lagrade produkten
- Högtemperaturskydd under avfrostningsperiod
- Lågtemperaturskydd
- Optiskt och akustiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm om öppen dörr
- Larm för sondfel
- Temperaturnoggrannhet $\pm 0,5$ °C som testats från en referensmassa enligt DIN58345
- Voltfri fjärralarmkontakt för anslutning till en byggnads styrsystem
- GW-modellerna har väggmonteringssats som standard

Valbar utrustning

(se tillbehörslista för mer information)

- Extra hyllor
- Åtkomstportar
- Låslösningar
- Batterireserv
- Huurre iTOP – Smart iTOP övervaknings- och kontroll service



Porkka ProMed-serien sätter de nya standarderna. Porkkas produkter har satt standarden i sex decennier, och den senaste versionen av vetenskapliga kylskåp höjer ribban. ProMed är vårt mest avancerade kylskåp och balanserar kvalitet, design, temperaturstabilitet, prediktiv övervakningsteknik och användarvänlighet i en enhet för att säkerställa att era prover och produkter är säkra.

Kylskåpet har utvecklats från sin ursprungliga plattform, och de fyra nya funktionerna säkerställer att värdefulla produkter inte förstörs på grund av fel förhållanden. Det här innebär att ditt team kan bli ännu effektivare. Porkka ProMed säkerställer att värdefulla läkemedel och prover inte förstörs på grund av fel förhållanden. ProMed-produkter har en unik och lätthanterlig styrenhet för att säkerställa produktsäkerhet, grafisk skärm med temperatur i realtid och avfrostningstid för termiskt skydd.



ProMed MC 70 (GW), fristående (+2...+8 °C)**

ProMed MC 70 (GW), väggmonterad

ProMed MC 70 (GW), under bordet

ProMed MC 180 (GW), (+2...+8 °C)**

ProMed MC 150/150 (GW), (+2...+8 °C / +2...+8 °C)**

Valfria anpassade inställningar för alternativ temperatur

SPECIFIKATIONER	ProMed MC 70	ProMed MC 180	ProMed MC 150/150
Drifttemperatur	+2...+8 °C **	+2...+8 °C **	+2...+8 °C **
Omg. temperatur	+10...+32 °C	+10...+32 °C	+10...+32 °C
Bredd (mm)	595	595	595
Utvändigt djup + handtag (mm)	480+20	480+20	480+25
Utvändig höjd golvmödel * (mm)	900	1300	2000
Utvändig höjd låg mödel (mm)	800	—	—
Utvändig höjd vägg-, bords- och underbordsmodeller (mm)	720	—	—
Invändig bredd (mm)	495	495	495
Invändigt djup (mm)	360	360	360
Invändig höjd (mm)	495	940	780+780
Nettovolym (liter) SS-EN 16825	37/***39	93/***97	81 + 72/***82+73
Brutto (liter)	72	164	143+143
Bruttovikt (kg)	42	51	88
Hyllor (st)	2	5	4+4
Dörrhyllor (st)	2	5	4+4
Hyllornas storlek (bredd x djup mm)	485 x 155 /***485 x 255	485 x 155/***485 x 255	485 x 155/***485 x 255
Dörrhyllornas storlek (bredd x djup mm)	470 x 100/***Inga dörrhyllor	470 x 100/***Inga dörrhyllor	470 x 100/***Inga dörrhyllor
Anslutningsström (W)	82	110	220 (110 + 110)
Kyleffekt (W)	108	137	137 + 137
Förångare/Kondensator Omgivande	10°C/+55°C/+32°C	10°C/+55°C/+32°C	10°C/+55°C/+32°C
Köldmedium (g)/GWP	R600a/35 g (GWP 3)	R600a/45 g (GWP 3)	R600a/45+45 g (GWP 3)
Temp. Noggrannhet (DIN58345)	± 0,5 °C *	± 0,5 °C *	± 0,5 °C *
Energiförbrukning (kWh/24h)	0,71 / ***1,1	0,75/ ***1,2	1,5/ ***2,4
Säkring, långsam (A)	10	10	10
Avfrostning	Elektricitet	Elektricitet	Elektricitet
Spänning (V)	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz

*(Enligt DIN58345 mätt från 100 ml massa), **Fabrikstemperaturinställningar enligt DIN58345 mätt från 100 ml massa)

*** De termiska egenskaperna hos glasfönstret (GW)