

Lieferumfang Reaktorgefäß LR1000.3

LR1000.3 reactor vessel delivery scope



Beachten Sie die Betriebsanleitung des
LR1000 basic und **LR 1000 control**!


*Observe the operating instructions of the
LR1000 basic and **LR 1000 control**!*

Schliffklemme
NS 14/23
Safety clips
NS 14/23

Schlauchanschlussstutzen mit
Schraubverbindungskappe
GL 14
Hose connector and nut
GL 14

Vakuummhahn
NS 14/23
Vakuum cock
NS 14/23

Stopfen
NS 14/23
Stopper
NS 14/23



PTFE Manschette
NS 14/23
PTFE sleeve
NS 14/23

PTFE Manschette
NS 29/32
PTFE sleeve
NS 29/32

Schliffklemme
NS 29/32
Safety clips
NS 29/32

Stopfen
NS 29/32
Stopper
NS 29/32



Reaktorgefäß
LR1000.3
Reactor vessel
LR1000.3

IKA®-Werke GmbH & Co.KG

Janke & Kunkel-Str. 10
D-79219 Staufen
Tel. +49 7633 831-0
Fax +49 7633 831-98
sales@ika.de

www.ika.com



20006111a