

Technische Informationen für IKA G-L Rotor



Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Antriebseinheit!



IKA-Zentrifugen dürfen ausschließlich mit Rotoren betrieben werden, die für diese Zentrifugen zugelassen sind.

Rotor CR 12 x 2 ml
45° Festwinkelrotor für 12 Gefäße

 0030001333 (Set bestehend aus Rotor und Deckel)	Max. <i>g</i> -Zahl:	IKA G-L	16500 x <i>g</i>
	Max. Drehzahl:	IKA G-L	15700 rpm
	Max. Beladung (Gefäße und Inhalt)		12 x 4 <i>g</i>

Gefäß	Gefäß Kapazität Gefäß pro Adapter/Rotor	Adapter-Set (6 Stück)	Bodenform Gefäß- urchmesser		max. <i>g</i> -Zahl max. Drehzahl Radius
	PCR-Gefäße 0,2 ml 1/12	 0030001346	Konisch Ø 6 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 3,9 cm
	Reaktions-gefäß 0,4 ml 1/12	 0030001334	Konisch Ø 6 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 6,0 cm
	Reaktions-gefäß 0,5/0,6 ml 1/12	 0030001347	Konisch Ø 8 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 4,9 cm
	Reaktions-gefäß 1,5 ml/2,0 ml -/12		Konisch Ø 11 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 6,0 cm

Rotor CR 2 x 8 x 0,2 ml PCR
Festwinkelrotor für 16 PCR-Gefäße

 0030001345 (Set bestehend aus Rotor und Deckel)	Max. <i>g</i> -Zahl:	IKA G-L	13500 x <i>g</i>
	Max. Drehzahl:	IKA G-L	15700 rpm
	Max. Beladung (Gefäße und Inhalt)		16 x 0,43 <i>g</i> (2 x 3,5 <i>g</i>)

Gefäß	Gefäß Kapazität Gefäß pro Adapter/Rotor	Bodenform Gefäß- urchmesser		max. <i>g</i> -Zahl max. Drehzahl Radius
	0,2 ml -/16	Konisch Ø 6 mm	IKA G-L	13500 x <i>g</i> 15700 rpm 4,9 cm
	PCR-streifen 0,2 ml -/2 x 8	Konisch Ø 6 mm	IKA G-L	13500 x <i>g</i> 15700 rpm 4,9 cm

Technical Information for IKA G-L Rotor



Observe the operating instructions of the drive unit!



IKA centrifuges may only be operated with rotors approved for these centrifuges.

Rotor CR 12 x 2 ml
45° Fixed-angle rotor for 12 tubes

 0030001333 (Set consists of rotor and lid)	Max. <i>g</i> -force:	IKA G-L	16500 x <i>g</i>
	Max. speed:	IKA G-L	15700 rpm
	Max. load (tubes and contents)		12 x 4 <i>g</i>

Tube	Tube Capacity Tubes per adapter/rotor	Adapter set (6 pcs)	Bottom shape Tube diameter		max. <i>g</i> -force max. speed Radius
	PCR tube 0.2 ml 1/12	 0030001346	Conical Ø 6 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 3.9 cm
	Tube 0.4 ml 1/12	 0030001334	Conical Ø 6 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 6.0 cm
	Tube 0.5/0.6 ml 1/12	 0030001347	Conical Ø 8 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 4.9 cm
	Tube 1.5 ml/2.0 ml -/12		Conical Ø 11 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 6.0 cm

Rotor CR 2 x 8 x 0.2 ml PCR
Fixed-angle rotor for 16 PCR tubes

 0030001345 (Set consists of rotor and lid)	Max. <i>g</i> -Force:	IKA G-L	13500 x <i>g</i>
	Max. speed:	IKA G-L	15700 rpm
	Max. load (tubes and contents)		16 x 0.43 <i>g</i> (2 x 3.5 <i>g</i>)

Tube	Tube Capacity Tubes per adapter/rotor	Bottom shape Tube diameter		max. <i>g</i> -force max. speed Radius
	0.2 ml -/16	Conical Ø 6 mm	IKA G-L	13500 x <i>g</i> 15700 rpm 4.9 cm
	PCR strips 0.2 ml -/2 x 8	Conical Ø 6 mm	IKA G-L	13500 x <i>g</i> 15700 rpm 4.9 cm

Informations techniques pour le rotor IKA G-L



Respectez les consignes de sécurité de l'unité d'entraînement !



Les centrifugeuses IKA doivent être utilisées uniquement avec des rotors autorisés pour ces centrifugeuses.


Rotor CR 12 x 2 ml
rotor à angle fixe de 45° pour 12 tubes

 0030001333 (Ensemble composé du rotor et du couvercle)	Force centrifuge relative maxi : IKA G-L	16500 x <i>g</i>
	Vitesse maxi : IKA G-L	15700 rpm
	Charge maxi (tubes et contenu)	12 x 4 <i>g</i>

Tube	Tube Capacité Tubes par adaptateur/rotor	Ensemble d'adaptateurs (6 pièces)	Forme du fond Diamètre tube	Force centrifuge relative maxi Vitesse maxi Rayon
	Tubes PCR 0,2 ml 1/12	 0030001346	conique Ø 6 mm	IKA G-L 16500 x <i>g</i> 15700 rpm 3,9 cm
	Tube de réaction 0,4 ml 1/12	 0030001334	conique Ø 6 mm	IKA G-L 16500 x <i>g</i> 15700 rpm 6,0 cm
	Tube de réaction 0,5/0,6 ml 1/12	 0030001347	conique Ø 8 mm	IKA G-L 16500 x <i>g</i> 15700 rpm 4,9 cm
	Tube de réaction 1,5 ml/2,0 ml -/12		conique Ø 11 mm	IKA G-L 16500 x <i>g</i> 15700 rpm 6,0 cm

Rotor CR 2 x 8 x 0,2 ml PCR
Rotor à angle fixe pour 16 tubes PCR

 0030001345 (Ensemble composé du rotor et du couvercle)	Force centrifuge relative maxi : IKA G-L	13500 x <i>g</i>
	Vitesse maxi : IKA G-L	15700 rpm
	Charge maxi (tubes et contenu)	16 x 0,43 <i>g</i> (2 x 3,5 <i>g</i>)

Tube	Tube Capacité Tubes par adaptateur/rotor	Forme du fond Diamètre tube	Force centrifuge relative maxi Vitesse maxi Rayon
	0,2 ml -/16	conique Ø 6 mm	IKA G-L 13500 x <i>g</i> 15700 rpm 4,9 cm
	Bandes PCR 0,2 ml -/2 x 8	conique Ø 6 mm	IKA G-L 13500 x <i>g</i> 15700 rpm 4,9 cm

Especificaciones técnicas del rotor IKA G-L

- 

Observe las advertencias de seguridad de la unidad de accionamiento!
- 

Las centrifugas de IKA solo pueden utilizarse con rotores que estén homologados para estas centrifugas.


Rotor CR 12 x 2 ml
Rotor de ángulo fijo de 45° para 12 tubos

 0030001333 (conjunto constituido por rotor y tapa)	Número <i>g</i> máximo:	IKA G-L	16500 x <i>g</i>
	Velocidad máxima:	IKA G-L	15700 rpm
	Carga máxima (tubos y contenido)		12 x 4 <i>g</i>

Tubo	Tubo Capacidad Tubo por adaptador/rotor	Conjunto de adaptadores (6 unidades)	Forma del suelo Diámetro del tubo		Número <i>g</i> máximo Velocidad máxima Radio
	Tubos para PCR 0,2 ml 1/12	 0030001346	Cónicos Ø 6 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 3,9 cm
	Tubos de reacción 0,4 ml 1/12	 0030001334	Cónicos Ø 6 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 6,0 cm
	Tubos de reacción 0,5/0,6 ml 1/12	 0030001347	Cónicos Ø 8 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 4,9 cm
	Tubos de reacción 1,5 ml/2,0 ml -12		Cónicos Ø 11 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 6,0 cm

Rotor CR 2 x 8 x 0,2 ml PCR
Rotor de ángulo fijo para 16 tubos para PCR

 0030001345 (conjunto constituido por rotor y tapa)	Número <i>g</i> máximo:	IKA G-L	13500 x <i>g</i>
	Velocidad máxima:	IKA G-L	15700 rpm
	Carga máxima (tubos y contenido)		16 x 0,43 <i>g</i> (2 x 3,5 <i>g</i>)

Tubo	Tubo Capacidad Tubo por adaptador/rotor	Forma del suelo Diámetro del tubo		Número <i>g</i> máximo Velocidad máxima Radio
	0,2 ml -16	Cónicos Ø 6 mm	IKA G-L	13500 x <i>g</i> 15700 rpm 4,9 cm
	Tiras para PCR 0,2 ml -12 x 8	Cónicos Ø 6 mm	IKA G-L	13500 x <i>g</i> 15700 rpm 4,9 cm

Техническая информация по ротору IKA G-L

- 

Соблюдайте указания по технике безопасности для приводного блока!
- 

Центрифуги IKA разрешается использовать только с роторами, которые допущены для эксплуатации с этими центрифугами.


Ротор CR 12 x 2 мл
Угловой ротор для 12 пробирок (45°)

 0030001333 (комплект состоит из ротора и крышки)	Макс. значение <i>g</i> :	IKA G-L	16500 x <i>g</i>
	Макс. частота вращения:	IKA G-L	15700 rpm
	Макс. нагрузка (пробирки и содержимое)		12 x 4 <i>g</i>

Пробирка	Пробирка Емкость Число пробирок на адаптер/ротор	Комплект адаптеров (6 штук)	Форма дна Диаметр пробирки		Макс. значение <i>g</i> Макс. частота вращения Радиус
	Пробирки ПЦР 0,2 ml 1/12	 0030001346	Конические Ø 6 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 3,9 cm
	Реакционный сосуд 0,4 ml 1/12	 0030001334	Конические Ø 6 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 6,0 cm
	Реакционный сосуд 0,5/0,6 ml 1/12	 0030001347	Конические Ø 8 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 4,9 cm
	Реакционный сосуд 1,5 ml/2,0 ml -12		Конические Ø 11 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 6,0 cm

Rotor CR 2 x 8 x 0.2 ml PCR
Угловой ротор для 16 пробирок ПЦР

 0030001345 (комплект состоит из ротора и крышки)	Макс. значение <i>g</i> :	IKA G-L	13500 x <i>g</i>
	Макс. частота вращения:	IKA G-L	15700 rpm
	Макс. нагрузка (пробирки и содержимое)		16 x 0,43 <i>g</i> (2 x 3,5 <i>g</i>)

Пробирка	Пробирка Емкость Число пробирок на адаптер/ротор	Форма дна Диаметр пробирки		Макс. значение <i>g</i> Макс. частота вращения Радиус
	0,2 ml -16	Конические Ø 6 mm	IKA G-L	13500 x <i>g</i> 15700 rpm 4,9 cm
	Стрипы ПЦР 0,2 ml -12 x 8	Конические Ø 6 mm	IKA G-L	13500 x <i>g</i> 15700 rpm 4,9 cm

IKA G-L离心机转子技术信息

- 

请遵守主机操作说明!
- 

IKA离心机仅允许使用指定的转子。

CR 12 x 2 ml 转子
可装载 12 根离心管的固定角 (45°) 转子

 0030001333 (套装包含转子和盖子)	最大相对离心力 <i>g</i> :	IKA G-L	16500 x <i>g</i>
	最大转速:	IKA G-L	15700 rpm
	最大装载量(离心管和样品)		12 x 4 <i>g</i>

试管	试管 容量 每个适配器/转子的离 心管数量	适配器套装 (6 pcs)	底部形状 离心管直径		最大相对离心力 最大转速 半径
	PCR管 0.2 ml 1/12	 0030001346	锥形 Ø 6 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 3.9 cm
	反应管 0.4 ml 1/12	 0030001334	锥形 Ø 6 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 6.0 cm
	反应管 0.5/0.6 ml 1/12	 0030001347	锥形 Ø 8 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 4.9 cm
	反应管 1.5 ml/2.0 ml -12		锥形 Ø 11 mm	IKA G-L	16500 x <i>g</i> 15700 rpm 6.0 cm

CR 2 x 8 x 0.2 ml PCR 转子
可装载 16 根离心管的固定角转子

 0030001345 (套装包含转子和盖子)	最大相对离心力:	IKA G-L	13500 x <i>g</i>
	最大转速:	IKA G-L	15700 rpm
	最大装载量(离心管和样品)		16 x 0.43 <i>g</i> (2 x 3.5 <i>g</i>)

试管	试管 容量 每个适配器/转子的离 心管数量	底部形状 离心管直径		最大相对离心力 最大转速 半径
	0.2 ml -16	锥形 Ø 6 mm	IKA G-L	13500 x <i>g</i> 15700 rpm 4.9 cm
	PCR排管 0.2 ml -12 x 8	锥形 Ø 6 mm	IKA G-L	13500 x <i>g</i> 15700 rpm 4.9 cm