



WARTUNG - VERSCHLEISSTEIL

Alle 24 Monate ab Kaufdatum muss die schwarze Gelenkkugel getauscht werden. Zum Selbsttausch bestellen Sie das WARTUNGSSET RUCK SYSTEM CHAIR (Art. Nr. 49111) oder senden Sie den SYSTEM CHAIR ein.

BEI NICHTBEACHTUNG DROHT HAFTUNGSAUSSCHLUSS!

RUCK[®] | **MOBILSYSTEM**
PERSONAL FOOTCARE

GEBRAUCHSANWEISUNG

RUCK MOBIL SYSTEM CHAIR 40

RUCK[®]
FÜR FUSS UND PFLEGE

HELLMUT RUCK GmbH
Daimlerstraße 23
D-75305 Neuenbürg
fon +49 (0)7082. 944 20
fax +49 (0)7082. 944 22 22

e-Mail kontakt@hellmut-ruck.de
web www.hellmut-ruck.de



Rev. 05/2015 | DRUCK 06/2015

Art.-Nr. 8012301



DE Wenn Sie die Teleskopbeine auf die normale Sitzhöhe herausziehen, müssen Sie immer darauf achten, dass sich der rote Sperrknopf in der richtigen Lage befindet und sichtbar ist.

Unterziehen Sie das Produkt einer regelmäßigen Sichtprüfung.

GB After extending the telescopic legs to obtain normal seat height, always ensure that the red lock button is in the correct position and visible.

Perform a regular visual examination of the product.

FR Après avoir déployé les jambes télescopiques pour obtenir une hauteur d'assise normale, s'assurer toujours que le bouton de blocage rouge soit correctement positionné et bien visible.

Effectuer une inspection visuelle régulière du produit.

steadyY das **Rutsch-Pad** für alle Untergründe



Art.-Nr. 1110801

Der steadyY ist das ideale Zubehör zum System Chair 40. Einfach angebracht, sorgt er für eine höhere Beweglichkeit auf allen Untergründen ohne dabei Spuren auf glatten Böden zu hinterlassen. Nach der Arbeit bleibt der steadyY für den Transport am System Chair 40.

IT Dopo aver esteso le gambe telescopiche alla normale altezza di seduta accertarsi sempre che il pulsante rosso di bloccaggio si trovi nella posizione corretta e sia visibile.

Eseguire un'ispezione visuale regolare del prodotto.

RU Когда телескопические опоры вытянуты на высоту сиденья, всегда следите за тем, чтобы красная кнопка блокировки находилась в правильном положении и была видна.

Регулярно осматривайте изделие.