

CERABIEN™ MiLai

Ultratunn skiktning.
Framtidssäkra ditt lab.



ENASTÅENDE ESTETIK PÅ FÖRSTA FÖRSÖKET

CERABIEN™ MiLai är en serie lågbränt porslin och internal stains, specifikt designade för micro-layering-teknik. Namnet MiLai kommer ifrån termen "micro-layering" och det japanska ordet "mirai" (som betyder framtid). Den innovativa produkten som baseras på syntetisk fältspat låter tandtekniker lägga den sista touchen på sina restaurationer i zirkonia eller litiumdisilikat med en enkel och tidsbesparande procedur - för enastående estetik redan från början.

EGENSKAPER & FÖRDELAR

- 1 KOMPAKT LAGUPPSTÄLLNING DESIGNAD FÖR MIKROSKIKTNING**
 För ett minimalt lager, rationellt beslutsfattande och en enkel, effektiv och ekonomisk procedur för finishing.
- 2 LÅG BRÄNNTEMPERATUR (740°C)**
 För kompatibilitet med ett brett urval restaurationsmaterial inklusive zirkonia och litiumdisilikat* och en förenklad lagerhantering.
*CERABIEN™ MiLai kan användas på litiumdisilikatmaterial med ett CTE-värde mellan 9,5-11,0×10⁻⁶/K (50 – 500 °C).
- 3 UNIKA PORSLINSEGENSKAPER**
 Baserat på syntetiskt fältspatsporslin för konsistent hantering och utmärkta mekaniska egenskaper. Flera bränningar är möjligt.



FÖR ZIRKONIA OCH LITIUMDISILIKAT

Bränntemperaturen för CERABIEN™ MiLai porslin och internal stains är lägre än den för CERABIEN™ ZR porslin (**740 °C jämfört med 930 °C**). Denna egenskap gör CERABIEN™ MiLai till det självklara valet för finishering av restaurationer av zirkonia och litiumdisilikat. Då färre typer av porslin behövs, reduceras behovet av lagerhållning och färre beslut behöver fattas.

Om så önskas, kan CERABIEN™ MiLai porslin och interna stains även appliceras ovanpå CERABIEN™ ZR, eftersom den lägre bränntemperaturen förhindrar deformation av det existerande porslinsarbetet.



PRODUKTSORTIMENT CERABIEN™ MiLai

CERABIEN™ MiLai PORCELAIN

BOTTLE	ITEM NUMBER	COLOR
10g	109-0051EU	Tx
	109-0061EU	ELT ₁
	109-0071EU	LTx
	109-0081EU	LT ₁
	109-0091EU	LT Super Gray
	109-0101EU	LT Royal Blue
	109-0111EU	Aqua Blue 2
	109-0121EU	Creamy Enamel
	109-0131EU	E ₂
	109-0141EU	CCV-2
	109-0151EU	Tissue 1
	109-0161EU	Tissue 4
	109-0171EU	Tissue 5
	109-0181EU	Tissue 6
	109-0191EU	Value Liner 1
	109-0201EU	Value Liner 2

211-2599EU	Int. stain color guide
109-0010EU	Micro layering kit 160g
109-0020EU	Internal stain kit 45g
211-2589EU	C-Guide

CERABIEN™ MiLai INTERNAL STAINS

BOTTLE	ITEM NUMBER	COLOR
3g	109-0371EU	White
	109-0381EU	Gray
	109-0391EU	Incisal Blue 1
	109-0401EU	Incisal Blue 2
	109-0411EU	Blue
	109-0421EU	Yellow
	109-0431EU	Mamelon Orange 2
	109-0441EU	Cervical 2
	109-0451EU	Salmon Pink
	109-0461EU	Tissue Pink
	109-0471EU	Tissue Red
	109-0481EU	A+
	109-0491EU	B+
	109-0501EU	Bright
	109-0511EU	Fluoro