



Beskrivning

Hjälp till att förhindra infektioner med Tork Handdesinficerande Skum med Alkohol. Med 75 % v/v denaturerad alkohol (etanol + isopropanol). Utmärkt för rengöring av händerna på kontor och i andra offentliga utrymmen, eller där vattenfri handhygien behövs. Överensstämmer med den europeiska standarden EN1500 och EN14476 (höljeförsedda virus samt Norovirus och Adenovirus), liksom EN17430. Passar Tork Skincare dispensrar som är Easy to use-certifierade och erbjuder alla användare en god handhygien.

- Uppfyller kraven i EN1500 och EN14476 (alla höljeförsedda virus såsom: HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, Influenza H1N1 och H5N1 etc. samt Norovirus och Adenovirus), liksom EN17430.
- Lätthanterlig skumformula som smidigt sprids ut över händerna
- Dermatologiskt testad
- Minskar tidsåtgången för städpersonalen: Certifierad enkel påfyllning¹ på mindre än tio sekunder²
- Bidrar till god handhygien: Fabriksförseglad refill med ny pump för varje påfyllning för att minska risken för smittspridning och skydda innehållet hela vägen till händerna.
- Minskar avfallet: Flaskan krymper ihop efter hand, vilket minskar avfallsvolymen med 70 %³
- Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen innan användning.

Produkt Detaljer

System	S4
Färg	Transparent
Innehåll	950 ml
Utseende	White foam
Unik formelidentifierare	7PGQ-3PEW-Q013-68F7
Farligt gods	C5

Leveransdata

	Konsumentförpackning (CON)	Transportförpackning (TRP)	Pall (Pal)
EAN	7322541857398	7322541857404	7322541934945
Förpackningsmaterial	Plastic bottle	Carton	-
Antal	1	6 (6 CON)	480 (80 TRP)
Höjd	251 mm	265 mm	1 475 mm
Längd	91 mm	290 mm	1 200 mm
Bredd	93 mm	196 mm	800 mm
Bruttovikt	866 g	5,4 kg	432,08 kg
Nettovikt	808 g	4,85 kg	387,84 kg
Volym	2,12 dm3	15,06 dm3	1,21 m3
Lager per pall	-	-	5
TRP per lager	-	-	16

1. Certifierad av Reumatikerförbundet och testad i enlighet med Design för alla-testet, publicerat i Swedish Design Research Journal, 2011.
2. Baserat på internt paneltest gällande påfyllnadstid för tvål.
3. Baserat på Essity test

Kompatibla produkter



Tork Skincare Disp. Intuition™ Sensor
460009



Tork Skincare Dispenser, Rostfri
460010



Tork Dispenser Skumtvål sensor vit S4
561600



Tork Dispenser Skumtvål sensor svart S4
561608

Produktinformation

Ingredienser	65 % (w/w) Etanol 10 % (w/w) Propan-1-ol < 0,1 % (w/w) Propan-2-olAqua, Propyl Alcohol, Bis-Peg 12 Dimethicone, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Peg-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Peg-7 Glyceryl Cocoate, Behentrimonium Chloride, Dihydroxypropyl Peg-5 Linoleammonium Chloride, Isopropyl Alcohol
pH	6,5
Metod för Användning	Se till att händerna är rena och torra före användning. För allmän hygien: Applicera 1-2 doser (hela handen ska bli blöt) och gnugga tills de är torra. För desinfektion enligt EN1500: Applicera tillräckligt med produkt för att hålla händerna våta i minst 30 sekunder. Gnugga tills de är torra.
Hållbarhet	36 månader, hållbarhet för öppnad förpackning är 12 månader.
Instruktion för hantering	Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Undvik kontakt med ögonen. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med en stor mängd vatten och sök medicinsk rådgivning. För mer information, se säkerhetsdatabladet. Kan missfärga vissa textilier eller ytor.
Regelefterlevnad	De biocidprodukter som säljs under varumärket Tork följer förordningen om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EU) nr 528/2012 och är godkända för personlig hygien. Produkterna är registrerade och godkända i respektive försäljningsland. Produkterna överensstämmer med REACH-förordningen (EC) nr 1907/2006 och dess tillägg. Biocidprodukterna tillverkas i enlighet med god tillverkningssed (GMP).
Säkerhetsdatablad	Följ rekommendationerna på säkerhetsdatabladet för säker användning och hantering av produkterna. Dessa finns tillgängliga i alla obligatoriska lokala versioner på Tork webbplatsen, i enlighet med de juridiska kraven för varje region.

Mikrobiologiska tester

	Testmetod	Testförhållanden	Produkttestets längd
Bakterier	EN 1500	Hygienisk handrengöring	30 sekunder
Bakterier	EN 1276	Bakteriedödande aktivitet för livsmedels-, industriella-, bostads- och institutionella miljöer	30 sekunder
Bakterier	EN 13727	Bakteriell aktivitet inom sjukvård	30 sekunder
Jäst och svampar	EN 13624	Svampdödande aktivitet inom sjukvården	30 sekunder
Jäst och svampar	EN 1650	Jästdödande effekt för livsmedels-, industriella, bostads- och institutionella miljöer	30 sekunder
Virus	EN 14476	Virusdödande aktivitet inom sjukvården (alla höljeförsedda virus såsom: HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, Influenta H1N1 och H5N1 osv.)	30 sekunder
Virus	EN 14476	Adenovirus	30 sekunder
Virus	EN 14476	Poliovirus	30 sekunder
Virus	EN 17430	Hygienisk handrengöring Norovirus	30 sekunder
Mykobakterier	EN 14348	Mykobakteriell aktivitet för det medicinska området M. terrae (tuberkulos)	15 sekunder
Fotnoter	Testad i enlighet med EN 14485		