

Innehåll fölningskit

2 par engångshandskar för att inte sprida händernas bakterier.

1 st. Alcogel för att rengöra händerna och hålla bakterier borta.

2 st. rektalhandskar om det finns behov att känna efter vaginalt hur fölet ligger.

1 st. klorhexidin hålls i en kopp och navelstumpen doppas i vätskan för att rengöras.

2 st. handdukar användes för att torka av fölet och stoet.

1 st. refraktometer användes för att kontrollera kvalitén i råmjölken så det finns tillräckligt med antikroppar från stoet. Fölet föds utan antikroppskydd och därför är det viktigt att fölet får i sig råmjölken senast två timmar efter födseln, då detta ger fölet immunförsvar.

1 st. bröstpump användes för att få ut mjölken ur juvret.

1 st. nappflaska användes för mjölkersättning om stoet inte ger tillräckligt med mjölk eller kvalitén är för låg.

5 st. Microlax då sto och föl kan få förstoppning.

1 st. termometer med vipp för att kontrollera att sto och föl inte fått feber.

1 st. bomull, gasbinda och vetrap är till rengöring och binda upp svans mm.