

# HJÄRTSTARTARE Jämförelsetabell



Modell	Mindray C1	Zoll AED Plus	Zoll AED 3	Philips HS1	LifePak CR2 WiFi	ViVest Serie 1	ViVest Serie 3
Strömstöt upp till 360J	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
Analys under pågående HLR	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
Kort analys, under 10 sekunder	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja (<7s)	Ja (<7s)
Byte till barnläge via knapp	Ja	Nej, separata barnelektroder krävs	Ja	Nej, separat barnnyckel behövs	Ja	Ja	Ja
Knappval för byte av språk	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Ja
Röstinstruktioner	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Visuella instruktioner	Visar elektrodplacering och handplacering för kompressioner	Illustration med lampor och textskärm	Illustration med bildskärm	Illustration med lampor	Numrerade illustrerade instruktioner	Ja	Ja inkl. animerad film på bildskärm
Metronom (takthållare)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vikt	2kg	3,1 kg	2,5 kg	1,6 kg	2 kg	1,5 kg	1,5 kg
Dagliga självtester	Ja	Nej	Kan väljas	Ja	Ja	Ja	Ja
Veckovisa självtester	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Månadsvisa självtester	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Meddelande vid fel visuellt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Meddelande vid fel via ljudsignal	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Möjlighet att uppdatera hjärtstartarens mjukvara	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja
Hållbarhet elektroder	4 år	5 år	5 år	2 år	4 år	5 år	5 år
Hållbarhet batteri	4 år	5 år	5 år (3år wifi-upp-	4 år	4 år	5 år	5 år
Ip-klass	IP55	IP55	IP55	IP21	IP55	IP55	IP55