


Abmessungen Milchkühltank DF953L/95L, 9.000 - 30.000 Liter Volume


Alle Maßangaben basieren auf technischen Zeichnungen. Geringe Abweichungen können auftreten.

Milchkühltank DF95L, 9.000 - 30.000 Liter




Volumen (l)	A = ϕ (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)
9.000	2.030	2.237	1.936	1.150	1.170
10.000	2.030	2.241	1.936	1.150	1.300
12.000	2.030	2.241	1.936	1.150	1.550
14.000	2.225	2.460	2.165	1.230	1.730
16.000	2.225	2.460	2.165	1.230	1.965
18.000	2.225	2.488	2.165	1.230	2.210
20.000	2.435	2.656	2.332	1.450	2.350
23.000	2.435	2.656	2.332	1.450	2.500
26.000	2.435	2.656	2.332	1.450	2.750
30.000	2.435	2.656	2.332	1.450	3.200

Milchkühltank DF95L, 9.000 - 12.000 Liter



Volumen (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Füße (Anz)	Rw (Anz)	Sprühk. (Anz)
9.000	484	2.048	2.168	2.384	182	1.627	3.613	6	2	1
10.000	484	2.048	2.191	2.394	182	1.819	3.998	6	2	1
12.000	484	2.048	2.207	2.417	182	2.212	4.785	6	2	1


Milchkühltank DF95L, 14.000 - 20.000 Liter



Volumen.(l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Füße (Anz)	Rw (Anz)	Sprühk* (Anz)
14.000	484	2.275	2.430	2.627	182	1.432	4.658	8	2	2
16.000	484	2.275	2.448	2.647	182	1.641	5.307	8	2	2
18.000	484	2.275	2.471	2.661	182	1.865	5.958	8	2	2
20.000	549	2.419	2.605	2.800	182	1.744	5.594	8	2	2

*2 Sprühköpfe = 2 Reinigungspumpen

Milchkühltank DF95L, 23.000 - 30.000 Liter



Volumen (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Füße (Anz)	Rw (Anz)	Sprühk* (Anz)
23.000	549	2.419	2.632	2.818	182	1.515	6.421	10	2	2
26.000	549	2.419	2.659	2.835	182	1.720	7.241	10	2	2
30.000	549	2.419	2.696	2.865	182	1.994	8.340	10	2	2

*2 Sprühköpfe = 2 Reinigungspumpen

Wichtige Informationen und Empfehlungen DF953L/95L Milchkühltanks

- Die Abmessung B in der Frontansicht des Milchkühltanks, ist die geringste Höhe, aufgrund der niedrigsten Einstellung der justierbaren Füße.
- Wenn nötig kann temporär das Rührwerk entfernt werden, um den Tank während der Installation durch eine Tür in die Milchkammer zu transportieren. Dies verringert die Transporthöhe um ca. 250 mm für Tank Volumen bis zu 12.000 Liter, und um ca. 240 cm für Tank Volumen ab 14.000 Liter.
- Die Gewichtsangaben sind inklusive Steuereinheit, jedoch ohne Kälteaggregat. Bei Milchkühltanks mit angeschlossenem Kälteaggregat (DF95L) sollten 100 - 280 kg zum angegebenen Gewicht hinzu addiert werden, je nach Kälteaggregat.
(Anmerkung: Angeschlossene Kälteaggregate sind nicht für alle Milchkühltanks verfügbar!)
- Die Abmessung D in der Seitenansicht des Milchkühltanks entspricht der installierten Höhe bei 1,9° Neigung (3%).
- Um eine ausreichenden Belüftung des Rührwerks und genügend Raum für den Service sicherstellen zu können, empfehlen wir mindestens 100 mm Platz über dem Rührwerksmotor.
- Um ein Ein- und Aussteigen in den Milchkühltank sicherstellen zu können, empfehlen wir mindestens 600 mm Platz über dem Mannlochdeckel zu gewährleisten.
- Bitte beachten Sie, dass sich die Abmessung A in der Seitenansicht (und die damit verbundene Gesamtlänge des Milchkühltanks) verändert, sobald ein Robot Kit installiert ist (T-Stück mit APV-Ventil(en)). Abhängig von der Anzahl der APV Ventile (Milchleitungen), addieren Sie bitte bis zu 400 mm hinzu.

Die empfohlene Mindestgröße eines Milchraumes ergibt sich aus die Summe der folgenden Angaben:

- Abmessung A (ggfs. zuzüglich Roboter Anschluss))
- Abmessung G
- Fügen Sie 200 mm hinzu (wenn separates Kälteaggregat), aufgrund von Rohrleitungen
- Fügen Sie 670 mm hinzu (wenn verbundenes Kälteaggregat), aufgrund der Abmessungen des Kälteaggregates
- Fügen Sie mindestens 500 mm hinzu, um entsprechenden Platz für den Regelservice zu erhalten.